

Ståskal

Ordernummer

Patientnamn

Hjälpmedel

Ansvarig förskrivare

Leveransdatum

Personanpassad information _____

Ortopedteknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Falkenbergsgatan 3, Uppgång B, Plan 4, 412 85 Göteborg
Adress vid sjukresor och parkering: Ebbe Lieberathsgatan 10-12

Öppettider – se hemsida

Telefon: 031-343 81 44

1177- Ortopedteknik Göteborg

www.sahlgrenska.se sök på ortopedteknik

Ansvar och Livslängd

Hjälpmedlet är till låns från VGR. Du ansvarar för att ta hand om den under lånetiden. Vid skador utöver normalt slitage, förlust eller om hjälpmedlet inte återlämnas efter uppmaning, kan du bli ersättningsskyldig.

- *Beräknad livslängd för hjälpmedlet är 5 år*

Syfte

Ståskalet skall ge stöd och hjälpa till att åstadkomma ett aktivt stående, som främjar balans, huvud- och armkontroll och utvecklar handmotoriken. Ståendet är också positivt bland annat för skelett, cirkulation, andning, synintryck och kommunikation.

Användning

- Ståskalet måste alltid fästas i ett lämpligt stabilt föremål, till exempel ett bord.
- Ståskalet kan användas med eller utan andra hjälpmedel så som fothylsor, korsett eller stårullstol.

Begränsningar och varningar

När ståskalet är nytt bör man prova det korta stunder i taget, och vara observant på eventuella tryckmärken. Finns det tryckmärken som, efter en tids användning inte försvinner strax efter det att hjälpmedlet tagits bort, kontakta oss på Ortopedteknik.

Torka aldrig hjälpmedlet med varmluft då det kan påverka formen på plasten

Skötsel och underhåll

Ståskalet tvättas med tvål och vatten eller desinfektionsmedel. Torka med handduk eller låt lufttorka.

Kardborrebanden rengörs regelbundet, till exempel med en grov borste.

Justera eller reparera ditt hjälpmedel

Skicka in en beskrivning på 1177, gärna med bilder för att få en snabb bedömning av åtgärd. Du får sedan komma till ortopedteknik på överenskommen tid för att lämna in hjälpmedel för åtgärd eller för ytterligare bedömning.

Beroende på åtgärd och produktionsbelastning kan du få klara dig utan hjälpmedlet i några arbetsdagar.

Vi kan neka hantering av hjälpmedel av hygieniska skäl. Tänk på att rengöra hjälpmedel innan inlämning.

Kan du inte använda 1177 kontakta oss per telefon. Använd knappval för att boka tid.