

Patientinformation

Ordernummer

Patientnamn

Hjälpmedel

Ansvarig förskrivare

Leveransdatum

Personanpassad information _____

Ortopedteknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Falkenbergsgatan 3, Uppgång B, Plan 4, 412 85 Göteborg
Adress vid sjukresor och parkering: Ebbe Lieberathsgatan 10-12

Öppettider – se hemsida

Telefon: 031-343 81 44

1177- Ortopedteknik Göteborg

www.sahlgrenska.se sök på ortopedteknik

Ansvar

Hjälpmedlet är till låns från VGR. Du ansvarar för att ta hand om den under lånetiden. Vid skador utöver normalt slitage, förlust eller om hjälpmedlet inte återlämnas efter uppmaning, kan du bli ersättningsskyldig.

Hjälpmedel för behandling av svårläkta sår på fot



Syfte

Du har fått ett hjälpmedel för att avlasta ett område på foten med sår. Hjälpmedlet du fått är:

Ortos

Sårsko

Sandal

Inlägg

Användning

Använd enbart det utprovade hjälpmedlet, även inomhus, belasta aldrig foten utan att ha hjälpmedlet på om inte läkare ordinerar något annat. Använd hjälpmedlet tills din behandlande läkare bedömer att behandlingsperioden är över.

Begränsningar och varningar

- Det är viktigt att inlägget inte flyttas till andra skodon.
- Innan du tar på hjälpmedlet kontrollerar du att det är fritt från grus och skräp.
- Om fukt eller väta har kommit in i hjälpmedlet ska det alltid torka innan användning då fukt kan göra huden känsligare för sår eller infektion.
- Om hjälpmedlet går att ta av ska du titta på foten varje dag för att tidigt se tryckmärken, skav, rodnader eller begynnande sår. Kontakta vår mottagning om detta uppkommer.

Risken att såret återkommer

Om du har ett svårläktsår, antingen av nedsatt känsel eller blodförsörjning i kombination med felställningar i foten är risken att såret återkommer 50%.

Spara alltid hjälpmedlet även efter läkning i fall såret kommer tillbaka.

Skötsel och underhåll

- Hjälpmedel torkas av med fuktig trasa, en mjuk borste kan användas.
- Låt torka innan användning. Torka inte hjälpmedel i torkskåp eller liknande. Då kan de deformeras i värmen.
- Skor med skinn och läder bör impregneras och smörjas in med skofett/kräm.

Justera eller reparera ditt hjälpmedel

Skicka in en beskrivning på 1177, gärna med bilder för att få en snabb bedömning av åtgärd. Du får sedan komma till ortopedteknik på överenskommen tid för att lämna in hjälpmedel för åtgärd eller för ytterligare bedömning.

Beroende på åtgärd och produktionsbelastning kan du få klara dig utan hjälpmedlet i några arbetsdagar. Vi kan neka hantering av hjälpmedel av hygieniska skäl. Tänk på att rengöra hjälpmedel innan inlämning.

Kan du inte använda 1177 kontakta oss per telefon. Använd knappval för att boka tid.