

Patientinformation

Ordernummer

Patientnamn

Hjälpmedel

Ansvarig förskrivare

Leveransdatum

Personanpassad information _____

Ortopedteknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Falkenbergsgatan 3, Uppgång B, Plan 4, 412 85 Göteborg
Adress vid sjukresor och parkering: Ebbe Lieberathsgatan 10-12

Öppettider mottagning: måndag-fredag 07:30-16:00

Bemannning reception: måndag-fredag 07:30-12:00

Telefon: 031-343 81 44


1177- Ortopedteknik Göteborg

www.sahlgrenska.se Sök på ortopedteknik

Ansvar

Hjälpmedlet är till låns från VGR. Du ansvarar för att ta hand om den under lånetiden. Vid skador utöver normalt slitage, förlust eller om korsetten inte återlämnas efter uppmaning, kan du bli ersättningsskyldig.

Trepunktskorsett



Syfte

Behandling med korsett syftar till att stabilisera och motverka rörelse av ryggraden. Detta kan göras för att minska smärta, för att säkerställa operationsresultat eller möjliggöra läkning av skada.

Användning

Antal veckor _____

Får tas av för duschning

Får tas av vid liggande/nattetid

Ta kontakt med läkare

- Korsetten ska användas enligt läkarens ordination. Om läkare inte meddelar något annat skall korsetten användas 24 timmar/dygn.
- Bär alltid korsetten väl åtstramad, en löst sittande korsett skaver lätt.
- Använd ett linne eller t-shirt mellan hud och korsett för att minska hudreaktioner
- Se leverantörens instruktioner för av- och påtagning

Begränsningar och varningar

- Tryckmärken kan uppkomma. Om rodnaden efter en längre tids användning inte försvinner efter 30 minuter efter korsetten tagits av kontakta oss för en bedömning.

- Vid annan hudreaktion tex värmeutslag, kontakta ortopedteknik.
- För mycket material mellan höftben och ortos kan påverka hjälpmedlets positionering. Använd byxor över ortos för att minska mängden material och underlätta toalettbesök

Skötsel och underhåll

Rengöring av såväl korsett som hud är viktigt. Korsetten tvättas med vatten och mild tvål. Säkerställ att tvålrester inte finns kvar och att den är helt torr innan användning. Torka inte med varmluft eftersom plasten då kan mjukna och ändra form.

Behov av att justera eller reparera ditt hjälpmedel?

Skicka in en beskrivning på 1177, gärna med bilder för att få en snabb bedömning av åtgärd. Du får sedan komma till ortopedteknik på överenskommen tid för att lämna in hjälpmedel för åtgärd eller för ytterligare bedömning av personal med rätt kompetens.

Beroende på åtgärd och produktionsbelastning kan du få klara dig utan hjälpmedlet i några arbetsdagar.

Vi kan neka hantering av hjälpmedel av hygieniska skäl. Tänk på att rengöra hjälpmedel innan inlämning.

Kan du inte använda 1177 kontakta oss per telefon. Använd knappval för att boka tid.