

Senast reviderat: 2024-11-01 Rev 6
Dokumentet gäller för: Sektionen för Hematologi och Koagulation
Innehållsansvarig: Katarina Olsson Lundberg Aferes sjuksköterska
Godkänd av: Martin Stenson, Sektionschef

B25 Beställning och förvaring av material på Aferesmottagningen

Revideringar i denna version

Kapitel 7 Bilagor tillagt

B25 Bilaga 1 Checklista Aferes-set

B25 Bilaga 2 Checklista Aferes-vätskor

Kapitel 5 Läkemedel

Dextran 40 100g/L, 10% LMD tillagt som ersättning när Dextran 70 60g/L inte finns att tillgå.

Ändringar gällande beställningsrutiner där apotekare numera beställer läkemedel.

Mindre språkliga ändringar

Revisionshistoria

rev	Giltig från	Förändring	Författare
5	2201	810A019 Dextran 1, 150 mg/ml (APL-tillverkning) ersätter Promiten 150 mg/ml som utgått. Ändringar i text har gjorts för att anpassa sortimentet till aktuella processer, maskiner och rutiner. Bilaga för beställning av aferesmaterial borttagen då beställningar görs digitalt eller via respektive företags dokument.	Katarina Olsson Lundberg
4	1811	Ändringar i text har gjorts för att anpassa sortimentet till aktuella processer, maskiner och rutiner.	Katarina Olsson Lundberg
3	--	--	
2.1	1309	--	Anna Söderstrand
1.1	2010	Första versionen av dokumentet	Anna Söderstrand

Granskare

Inger Andersson, leg. sjuksköterska,

Jan-Erik Johansson, överläkare/PD

Ann-Christin Karlsson, leg. Sjuksköterska

Innehåll

1	Inledning/Syfte	2
2	Generella förvarings- och användningsrutiner	2
3	Aferes-set och tillbehör	3
3.1	Beställning av aferes-set	3
3.2	Förvaring av aferes-set	3
4	Central dialyskateter (CDK)	4
5	Läkemedel	4
6	Övrig utrustning	5
7	Bilagor	5

1 Inledning/Syfte

Denna rutin beskriver hur nödvändigt material för aferesverksamheten beställs och förvaras. För information om maskiner och teknisk utrustning hänvisas till Rutin B21 Underhåll av maskinpark och teknisk utrustning.

2 Generella förvarings- och användningsrutiner

- Skåp och hyllor på Aferesmottagningen ska vara märkta med respektive innehåll.
- Vid leverans av engångsartiklar ska engångsprodukter förvaras och ställas i ordningsföljd för att säkerställa att inte utgångsdatum passerar – *äldst används först!*
- Artiklar med utgången datum ska inte användas utan kasseras.

3 Aferes-set och tillbehör

Aferes-set	Beställnings-nr.	Minsta antal i förråd:
IDL set (CMNC, DLI, PMN, WBCD)Terumo/BCT	12320	12 (2 kartonger)
TPE Exchange-set (TPE, RBCX) Terumo/BCT	12220	6 (1 kartong)
Fotoferes-set Therakos	CLXECP	12 (4 kartonger)
Tillbehör		
Anticoagulantia Connection Adapter för koppling mellan spike och luer fr.a. för glasflaska/Terumo BCT	11221	6 (1 kartong)
Cellex Photopheresis system lamp/Therakos	CLXLGT	1

3.1 Beställning av aferes-set

Beställning av aferes-set till Spectra Optia görs via Marknadsplatsen. Beställningen kan vid behov kontrolleras via företaget Terumo/BCT, se aktuellt kontaktnummer på aferesmottagningen.

För beställning av Anticoagulantia connection adapter används Marknadsplatsen i första hand, men vid brådskande fall rings Terumo/BCT för snabb leverans.

Beställning av fotoferes-set och lampa till Cellex fotoferesmaskin görs via fax eller mail till Therakos enligt beslut av sektionsledningen och ansvarig ekonom.

Aktuella kontaktnummer finns på aferesmottagningens tfn-lista och i Fotoferespärmern. Räkna med en veckas leveranstid.

3.2 Förvaring av aferes-set

Öppnade kartonger förvaras i förråd i hisshallen utanför Hematologimottagningen. Set-förpackningar förvaras i skåp märkt med AFERES-SET i modul direkt utanför aferesrummet.

Mottagandet av beställda Aferes-set dokumenteras på B25 Bilaga 1 Aferes-set. Checklisten finns uppsatt i hisshallens förråd.

Vid användande noteras utgångsdatum och BATCH/LOT-nr på aferesprotokollet.

4 Central dialyskateter (CDK)

CDK, temporär för stamcellsaferes och tunnelerad för fotoferes, tillhandahålls av röntgen. För stamcellsaferes rekommenderas temporär CDK storlek 11F, 15 cm eller 20 cm för vuxen pat. Dessa kan vid behov beställas via Anskaffning/Marknadsplasten enligt sektionens rutiner.

Vid ev. beställning av CDK:er förvaras dessa i skåp märkt med Centrala infarter på aferesrummets expedition.

5 Läkemedel

På Aferesmottagningen förvaras följande läkemedel enligt tillstånd (i apotekspärm i läkemedelsrummet). Övriga läkemedel förvaras enligt sektionsrutin i läkemedelsrummet på Hematologimottagningen.

Namn	Volym (styrka)	Förvaras
Infusion Natriumklorid	500 ml (9 mg/ml), spike	Skåp märkt INFUSION eller AFERES- TILLBEHÖR i modul direkt utanför aferesrummet. Baslager i läkemedelsrum, alternativt förrådsskåpet i korridoren utanför aferesmodulen.
Infusion ACD-A citrat	500 ml, spike	
Infusion ACD-A citrat	750 ml, luer	
Ringer-Acetat	1000 ml	
Dextran 40g	500 ml, 100g/L	
Dextran 70g	500 ml, 60g/L	
Dextran 1	150 mg/ml	
Natriumcitrat APL	30 ml, 14 g	
DuraLock C 46,7%	förfylld spruta	
Natriumklorid för spolning (9 mg/ml)	10 ml, 20 ml	Skåp i aferesrummet
Klorhexidinsprit	250 ml, 5 mg/ml	
Ytdesinfektion Plus	75+	

Specifika läkemedel för olika aferesprocesser som till exempel Albumin, Uvadex, 810A019 Dextran 1, 150 mg/ml (APL-tillverkat, ersätter Promiten), Calcium, Calciumgluconat, Kalium samt smärtlindring och akuta läkemedel förvaras i läkemedelsrummet på Hematologimottagningen.

Beställning av läkemedel görs av apotekspersonal och biträdande läkemedelsansvariga sjuksköterskor på Hematologimottagningen enligt sektionens rutiner.

Mottagna vätskor dokumenteras i B25 Bilaga 2 Checklista Aferes-vätskor, lista finns på högskåpet i aferesmodulen.

För licenspreparaten, till exempel Dextran 40 eller 70 och Calciumgluconat, ska licensen förnyas innan utgångsdatum för att förhindra dröjsmål vid beställning. Detta sköts av sektionens ansvarige apotekare.

6 Övrig utrustning

Följande ska förvaras på Aferesmottagningen:

- Perifera venkatetrar (PVK) 18G (grön, både 32 mm och 45 mm), 16G (grå), 20G (rosa), 21G (blå)
- Engångssprutor 5, 10, 20 ml
- Combi-lock ("proppar"), Swan-lock
- IV3000-förband för PVK och CVK
- Form fix-linda eller motsvarande
- Trevägskranar 7 cm
- Uppdragningskanyl 18G (rosa)
- Minispike för uppdragning av läkemedel
- Infusionsaggregat
- Transfusionsaggregat
- Rena kompresser 10x10 cm
- Rena celltork 5x5 cm
- Rena handskar
- Rena skyddshandskar, blå
- Butterfly, blå och grön, provtagningsset
- Take set Swan-lock, adapter/koppling spike och luer vid infusionspåse (ej glas) och vid anpassad fyllning
- Vacutainer, för provtagning och blododling
- Provrör
 - EDTA lila 4 ml + 6 ml
 - Gel gul 3,5 ml
 - Gel, grön 3 ml
 - Rör utan tillsats 9 ml
 - Glucos, rosa 3 ml
 - Citrat blå 2,7 ml
 - Natrium Heparinrör, mörkblå kork 4 ml
 - Blododlingsflaskor
- Rena peanger
- Blodtrycksmanschetter ≥ 4 st.
- Pox
- Febertermometer
- Mobila slangsvetsar 2 st.
- Blodvärmare med tillhörande aggregat
- Värmekuddar

Engångsmaterial ovan beställs via Marknadsplatsen av beställningsansvariga på Hematologimottagningen. Peanger och värmekuddar rengörs/återställs via

7 Bilagor

B25 Bilaga 1 Checklista Aferes-set

B25 Bilaga 2 Checklista Aferes-vätskor