

Information om i-Port

Ditt barn har fått en i-port. En i-port är en injektionsport som kan användas för att ge subkutana (under huden) injektioner såsom tex Fragmin, Neupogen eller insulin.

En i-port kan sitta i 3 dagar och behöver därefter bytas. Den underlättar för barnet då det endast behövs ett stick var tredje dag när själva i-porten sätts/byts, istället för stick varje dag när medicin ska ges.

Så här applicerar du en i-port:

1. Tvätta händerna och välj det appliceringsområde som vårdpersonal rekommenderat. Om du har haft en i-port innan så tänk på att byta till ett nytt hudområde
2. Desinfektera hudområdet och låt lufttorka
3. Dra i den röda tejpens och ta bort plastförseglingen
4. Ta bort det sterila pappret
5. Håll stadigt i enheten och ta bort locket
6. Ta bort skyddspappret från tejpens
7. Ta varsamt bort nålskyddet från införingsnålen.
8. Dra med andra handen upp mittendelen (den vita) på appliceringsenheten tills den fastnar i ett upprätt läge.
9. Sätt enheten mot huden och tryck mot de runda fördjupningarna (ej de räfflade) på sidorna för att skjuta in nålen. Tänk på att tvätta bort rester från Emla/Tapin-plåstret och att huden är torr innan i-port sätts för att optimera att den fäster bra.
10. Tryck på appliceringsenhetens mittdel för att fästa porten ordentligt mot huden
11. Fatta tag i appliceringsenhetens mittdel och dra i den försiktigt för att ta bort appliceringsenheten med nål från porten. Man kan behöva hålla emot lite lätt så att inte tejpens lyfter sig.
12. Massera försiktigt den självhäftande tejpens så att den fäster mot huden. Det kan ibland finnas behov av att förstärka med mer tejp.

Det finns också en instruktionsvideo som kan ses på företagets hemsida:

[i-Port Advance™ Injection Port | Medtronic](#)

Att använda i-porten:

Om du ska ge insulin eller om ditt läkemedel kommer i förfylld spruta så använder du den nål som tillhör. Om det inte finns någon tillhörande nål så ska du ha fått med dig gula kanyler från avdelningen. **Viktigt att tänka på om du använder de gula kanylerna är att endast halva nålen ska föras in genom membranet.** Annars finns risk att man punkterar den tunna plastslang som ligger under huden.

Punktera membranet med nålen så att du kommer igenom gummit och injicera läkemedlet långsamt via porten.

Dra ut nålen.



Vad ska jag vara observant på:

Det kan hända att plastkanylen åker ut eller viker sig ut om tejpens lossnar eller om porten rubbats. Det kan innebära att läkemedlet ej hamnar där det ska. Tecken att vara uppmärksam på är

- att det är trögt/inte går att spruta in.
- att läkemedlet läcker ut på huden eller att tejpens blir blöt
- att blodsockervärdena är oförklarligt höga (om det är insulin som ges)
- Rodnad eller irritation vid hudområdet

Vid frågor eller funderingar ring till avdelningen