



## Beställningsblankett för droganalyser i urin

Svarsmottagare, adress + telefonnummer	Undersöktes kod eller personnummer (fältet kan lämnas tomt) <sup>1</sup>
Undersökningen skall debiteras	Remitterade läkare/socialsekreterare/behandlingsassistent
Anamnes, kliniska fynd, medicinering, frågeställning	

**Observera att tilläggsinformation (fotnoter) finns på baksidan av remissen.  
För provtagningsanvisningar, sök "droganalyser" på NU-sjukvårdens  
hemsida: [www.nusjukvarden.se](http://www.nusjukvarden.se)**

### Ifylls av provtagare:

<b>Cannabis</b>	<input type="checkbox"/> screen, positiv verifieras	<input type="checkbox"/> enbart verifieringsmetod <sup>9</sup>
<b>Kokain<sup>2</sup></b>	<input type="checkbox"/> screen, positiv verifieras	<input type="checkbox"/> enbart verifieringsmetod <sup>9</sup>
<b>Amfetamin/Ecstasy<sup>3</sup></b>	<input type="checkbox"/> screen, positiv verifieras	<input type="checkbox"/> enbart verifieringsmetod <sup>9</sup>
<b>Kiralt Amfetamin<sup>4</sup></b>	Screen finns ej	<input type="checkbox"/> enbart verifieringsmetod <sup>9</sup>
<b>Efedrin</b>	Screen finns ej	<input type="checkbox"/> enbart verifieringsmetod <sup>9</sup>
<b>Khat</b>	Screen finns ej	<input type="checkbox"/> enbart verifieringsmetod <sup>9</sup>
<b>Metylfenidat/Ritalinsyra</b>	Screen finns ej	<input type="checkbox"/> enbart verifieringsmetod <sup>9</sup>
<b>Bensodiazepiner<sup>5,6</sup></b>	<input type="checkbox"/> screen, positiv verifieras <sup>6</sup>	<input type="checkbox"/> enbart verifieringsmetod <sup>6,9</sup>
<b>Pregabalin</b>	Screen finns ej	<input type="checkbox"/> enbart verifieringsmetod <sup>9</sup>
<b>Zolpidem</b>	Screen finns ej	<input type="checkbox"/> enbart verifieringsmetod <sup>9</sup>
<b>Zopiklon</b>	Screen finns ej	<input type="checkbox"/> enbart verifieringsmetod <sup>9</sup>
<b>Opiater<sup>7</sup></b>	<input type="checkbox"/> screen, positiv verifieras	<input type="checkbox"/> enbart verifieringsmetod <sup>9</sup>
<b>Buprenorfin</b>	<input type="checkbox"/> screen, positiv verifieras	<input type="checkbox"/> enbart verifieringsmetod <sup>9</sup>
<b>Fentanyl</b>	Screen finns ej	<input type="checkbox"/> enbart verifieringsmetod <sup>9</sup>
<b>Metadon</b>	<input type="checkbox"/> screen, positiv verifieras	<input type="checkbox"/> enbart verifieringsmetod <sup>9</sup>
<b>Oxikodon</b>	<input type="checkbox"/> screen, positiv verifieras	<input type="checkbox"/> enbart verifieringsmetod <sup>9</sup>
<b>Tramadol</b>	<input type="checkbox"/> screen, positiv verifieras	<input type="checkbox"/> enbart verifieringsmetod <sup>9</sup>
<b>GHB</b>	<input type="checkbox"/> screen, positiv verifieras	Ej beställbar

Övrigt (ange) \_\_\_\_\_

Analys av kreatinin ingår alltid<sup>8</sup>.

Namn provtagare: \_\_\_\_\_ Signatur provtagare: \_\_\_\_\_ Provtagningsdatum: \_\_\_\_\_

### Ifylls av den undersökte:

Undertecknad intygar att jag är införstådd med avsikten och ev. konsekvenser av testningen. Intygar också att ovanstående uppgifter är riktiga och att jag vid detta tillfälle har lämnat min egenproducerade urin till provtagaren och att urinen i min närvaro hölls i en nyöppnad, tidigare ej använd, förpackning som därefter förseglades.

Namn: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

# Beställningsblankett för droganalyser i urin

---

## Fotnoter:

1. Laboratoriet behöver ej persondata på den undersökte. Om endast numret från streckkodsetiketten används, glöm ej att föra en egen lista som identifierar olika prover. För att erhålla telefonsvar krävs numret från streckkodsetiketten.
2. Kokain detekteras som metaboliten bensoylekgonin.
3. Omfattar amfetamin, metamfetamin och ecstasy (MDMA och MDA).
4. Kvantitativ analys för särskiljande mellan gatuamfetamin (blandning av dex- och levamfetamin) och medicinskt amfetamin (enbart dexamfetamin). Baseras på verifieringsmetodik med hög säkerhet.
5. Omfattar nordiazepam, oxazepam, 7-aminoflunitrazepam, 7-aminonitrazepam, 7-aminoklonazepam lorazepam och  $\alpha$ -hydroxyalprazolam.
6. Lågdoserade (högpotenta) bensodiazepiner såsom alprazolam, flunitrazepam, klonazepam och lorazepam kan även vid betydande användning finnas i för låga koncentrationer för att kunna påvisas i screeningmetoden (d.v.s. ge falskt negativa svar). Överväg enbart verifieringsmetod vid misstanke om dessa substanser.
7. Omfattar morfin, kodein, etylmorfin och den heroinspecifika metaboliten 6-MAM.
8. Kreatinivärdet används för att bedöma urinprovets koncentration och kvalitet, samt för att upptäcka eventuell utspädning eller manipulation av provet.
9. Enbart verifieringsmetod bör övervägas om man misstänker manipulation av prov vilket kan störa antikroppsbaseerad screen.

## Provhantering:

Prov kan förvaras i rumstemperatur under en vecka utan att analysresultaten påverkas (med undantag för Khat som bör kylförvaras), men av hygieniska skäl rekommenderas kylskåp. Skicka provet till laboratoriet med bud eller post. Vid positivt resultat sparar laboratoriet provtagningsröret i två månader i frys för ev. upprepad analys.

Kontakta gärna Laboratoriemedicin, Klinisk Kemi 010-435 27 20 vid eventuella frågor. Ytterligare provtagningsmaterial beställs på telefon 010-435 25 80 eller på NU-sjukvårdens hemsida: [www.nusjukvarden.se](http://www.nusjukvarden.se), sök på "Droganalyser".