

Anvisning för blodtransfusion

Den som ansvarar för blodtransfusionen ska:

- 1 Kontrollera att blodmottagarens identitet på transfusionsdokumentet överensstämmer med mottagarens styrkta identitet.
- 2 Kontrollera att blodenhetens blodgrupp är förenlig med blodmottagarens.
Kontrollera att tappningsnummer och komponentkod på transfusionsdokumentet överensstämmer med uppgifterna på blodenhetens etikett.
- 3 Kontrollera att uppgifterna på transfusionsdokumentet om blodkomponenten och dess särskilda egenskaper överensstämmer med ordinationen.
- 4 Vid transfusion av erythrocyter, kontrollera att enheten har lämnats ut efter BAS-test eller godkänt MG-test.
- 5 Kontrollera att reservationstiden för blodenheten inte har överskridits.
- 6 Kontrollera att hållbarhetstiden för blodenheten inte har överskridits.
- 7 Kontrollera eventuell information från Transfusionsmedicin.
- 8 Kontrollera att hemolys, koagel, missfäring, grumlighet eller läckage inte förekommer.
- 9 Ta journaletiketten från påsen och fäst den på avsedd plats på transfusionsdokumentet eller blodjournalen.
- 10 Skriv datum, tidpunkt och signatur för påbörjad och avslutad transfusion.
Rapportera transfusionen till Transfusionsmedicin snarast. Utförs i InterInfo, via journalsystemet eller genom att sända en kopia av transfusionsdokumentet till Transfusionsmedicin.
- 11 Kontakta Transfusionsmedicin snarast vid inträffad transfusionsreaktion.

Ref: SOSFS 2009:29

Från Transfusionsmedicin - NÄL Norra Älvsborgs Länssjukhus 46185 Trollhättan	Till Transfusionsmedicin - NÄL Norra Älvsborgs Länssjukhus 461 85 Trollhättan
Transfusionsdokument Utskriftsdatum 2014-01-21 kl. 10:03	
Blodenheten är reserverad till 2014-01-25 kl. 08:00	
Blodmottagarens identitet och blodgrupp Identitet 19 121212-1212 TESTORSSON TESTOR Blodgrupp AB RhD pos Uppgiften hämtad från labnr 206 1450 01809	Följesedel till blodenheten Tappningsnr S0033 14 000007 O RhD pos Komponentkod E3846000 Blodkomponent ERYTHROCYTER Särskilda egenskaper Leukocytbefriad
Information från Blodcentralen Blod bör ges endast på vitalindikation. Noggrann övervakning rekommenderas.	Förenlighetsprovning Utiämnad efter BAS-test. Förenlig AB0 grupp
Transfusionsjournal ifylls av avdelningen Transfusion påbörjad efter föreskriven ID-kontroll Datum: 10 <small>Plats för journaletikett från transfunderad blodenhet</small> Kt: 11 Sign: _____ Transfusion avslutad Kt: Sign: <input type="checkbox"/> Transfusion rapporterad till Blodcentralen	
OBS! Kontakta Blodcentralen snarast vid inträffad transfusionsreaktion.	

