

2026-04-14

## Ny rutin gällande patientarmband

**Från måndag den 20 april klockan 10:00 kommer två streckkoder för personnummer finnas på armbandet från Zebra-skrivare.**

För skanning med HemoCue Glukos och HemoCue Hb rekommenderas den streckkoden inringad i rött. (se bilden nedan). I samband med denna förändring ändras även rekommenderat avstånd mellan instrument och streckkod till 5-30 cm. Se även bifogat kundmeddelande från HemoCue.

För skanning med StatStrip, övriga instrument och medicinteknisk utrustning rekommenderas den gröna inringade streckkoden.

Tänk på att ha en god arbetsbelysning när provet tas för att det ska minimera eventuella problem. Båda streckkoderna kommer innehålla samma information dvs patientens personnummer. Denna förändring görs endast för att underlätta användandet av utrustning för patientnäraanalys.

Vid frågor gällande utrustningen från HemoCue och StatStrip kontakta lokala PNA-Teamet.

Om ni fortfarande upplever störning trots det nya armbandet var vänligen kontakta KSD Serviceportal.



PS: Armbandet finns även att beställa i barnstorlek via marknadsplatsen.

Hälsningar, PNA-Team VGR och KSD(koncernstab digitalisering f.d. VGR-IT)