

Laboratoriemedicin informerar

Nr 3 2023-05-17

Förändring gällande svarsrutin och packning av transportlådor fr.o.m 2023-05-22

Nedanstående analyser kommer fortsatt att analyseras på Sahlgrenska och Näl men svar kommer skickas från LIS på laboratoriemedicin Kungälv till er.

Kortnamn	Analysnamn
CK	P-CK (kreatininkinas)
CPEP	fp-C-peptid
DHEAS	S-DHEA-S
FSH	P-FSH
FT3	P-T3, fritt
HCY	P-Homocystein
KORT	P-Kortisol
LH	P-LH
P-INS	fp-Insulin
PROG	P-Progesteron
PROT	P-Prot
S-ACE	S-ACE
SHBG	P-SHBG
TESTO	P-Testosteron
TFR	P-Transferrin-rec
TPO	P-TPO-ak
25OH	P-25-OH Vitamin D
BILK	P-Bilirubin, konj

I samband med detta ändras packningsrutinen av transportboxen som skickas från er till laboratoriemedicin, Kungälv sjukhus.

Ny packningsinstruktion

Elektroniskt beställda prover separeras från prover med remiss. Prover med elektroniska beställningar placeras i Inpecorack och prover med remiss placeras i Sarstedt-rack. Racken placeras i plastpåse som försluts med klämma som tidigare.

En tunn kylklamp placeras längs långsidan i transportboxen, se bilder.



Rumstempererade prover ex. PK och LD placeras i hylsor alternativt en mjuk insats i separat plastpåse, med isoleringsvägg mot "kylsektionen"

Eventuellt ocentrifugerat kemirör placeras i separat provrörshylsa. Detta för att vi ska uppmärksamma röret vid uppackning då det ej får sättas direkt på instrumenten.

Övrigt

Påminnelse om att vi vill ha långa Litium-heparin rör för att minska manuell hantering på laboratoriet. Speciellt viktigt nu när fler analyser beställs på samma rör.

Remisser får EJ fästas ihop med häftklammer p.g.a att klamrarna förstör vår remisscanner. Önskvärt att gem används om det finns behov av att fästa ihop ev. papper med remiss.

För ytterligare information

Monica Sundbom Andersen

Funktionsansvarig, provhantering, provtagning och studier

Laboriemedicin Kungälv Sjukhus

Regional Laboriemedicin

Klinisk kemi, Område 4

Sahlgrenska Universitetssjukhus

Västra Götalandsregionen

mobil: 0722-24 27 49

telefon: 0303-98 571

e-post: monica.sundbom-andersen@vgregion.se