

Klinisk kemi och transfusionsmedicin informerar

Nr 16, 2024-10-02

B-CRP-snabb

Från och med 2024-11-01 upphör vi med att analysera B-CRP-snabb. Analysen kommer då ej längre vara beställningsbar i Melior. P-CRP analyseras fortfarande och när analysen beställs akut erhålls ett svar inom en timme

Rörpost

På förekommen anledning vill vi påminna om att packa prover som skickas i rörposten enligt gällande packningsinstruktion.

Det vill säga använd avsedda påsar (inga plastfickor) i de röda patronerna. Rulla plastpåsen **längs kortsidan** när rör och remiss har placerats i avsedda fack. Den hoprullade påsen måste säkras med ett gummiband.

Om instruktionen ej följs fastnar patronen vid ankomst till laboratoriet då den ej kan tömma sitt innehåll. Det innebär merjobb samt risk för driftstopp.

Vid eventuella frågor kontakta:

Monica Sundbom Andersen
Funktionsansvarig/Sektionsledare, provhantering, provtagning och studier
Regional Laboratoriemedicin
Telefon 0722-242749
e-post:monica.sundbom-andersen@vgregion.se