

Gäller för: Verksamhet Radiologi barn

Giltig från: 2024-09-02

Innehållsansvar: Marie Lyrfors, (marly2), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2026-09-02

Granskad av: Marie Lyrfors, (marly2), Röntgensjuksköterska

Godkänd av: Yvonne Simrén, (yvosi1), Verksamhetschef

Arbetsbeskrivning

Punktion görs med en specialnål och utförs oftast med ledning av ultraljud eller CT.
Undersökningen utföres i narkos

Material

Punktion med ultraljud
Transducer enligt önskemål för val av nålhållare.
Kombiset: se tarifolder i sterilförrådet.
Kombiset innehåller: nålguide, strumpa, gel, gummiband.
Desinficering av nålhållare av stål och spruthållare, läggs i en skål med 70 % M-sprit så det täcker. Låt ligga i 15 min.

Övrigt Material

Tvättset (innehållande tork och pincett).
Sterila handskar
OProckar
Plastad duk till bordet
4st opdukar självhäftande
Plastskydd till manöverpanel, bildförstärkare (lab3), ultraljudsapparaten
Dillatorer
Slanghållare
Knivblad
Mössa
Descutansvamp
Klorhexidin 5mg/ml
Koksalt
Uppdragningskanyl, svart nål
Sprutor 10ml, 5ml
Molnardisc 6F, eller Skater Fix
Suturset, nålförare, steril sax
Uribag, connector, till uribag
Mellanstycke om katetern ska ligga kvar
Mefix till fixation av katetern

Kateter

M-Drain Single Step Drainage kateter
6F, låsbar, 7F, 8F 20cm. Ej låsbar

Skater Single Step Drainage
6F, 7F, 8F 20cm. Låsbar

Bedövning

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Chirocaine finns i två styrkor 5mg/ml och 2mg/ml
Se Pm vilket man ska använda ges efter vikt

Röntgenläkaren fyller i ett interventionsprotokoll.
En kopia skall medfölja patienten.
Originallet scannas in.

Handhavandet av instrument efter undersökningen.
Efter användning avlägsnas fäste och nålguide från transducern.
Kassera engångsdelarna, gör rent nålguiden med instrumentborsten.
Diska nålhållaren i plast, får ej köras i dekontern.

Ansvar

Ansvar för spridning och implementering har Vårdenhetschefen. Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen finns och följer gällande författningar/lagar.

Uppföljning, utvärdering och revision

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Agfa EI om rutinen är kopplad till patient.
Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Granskare/arbetsgrupp

Marie Lyrforsröntgensjuksköterska Radiologi barn
Håkan Boström överläkare Radiologi barn

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Radiologi barn

Innehållsansvar: Marie Lyrfors, (marly2), Röntgensjuksköterska

Granskad av: Marie Lyrfors, (marly2), Röntgensjuksköterska

Godkänd av: Yvonne Simrén, (yvosi1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9802-1816834204-1348

Version: 9.0

Giltig från: 2024-09-02

Giltig till: 2026-09-02