

Gäller för: Verksamhet hälsoprofessioner och radiologi barn
Innehållsansvar: Izabela Kasperska, (izaka), Specialsjuksköterska
Godkänd av: Yvonne Simrén, (yvosi1), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-02-19

Giltig till: 2028-02-19

MR - Exostos Extremitet, Rygg

Us kod/Us namn: M 74000, M74000N
M 61200, M61200N
M 25000, M25000N

Undersökningstid: 60 min vaken patient
90 min undersökning i narkos

Indikation:

Förberedelser: [Kontrollista inför undersökning med Magnetkamera \(MR\)](#), och patient-ID kontrolleras inför undersökning.

MR-säkra kläder.

System: 1.5T eller 3T på SU DSBS

Patientpositionering: Hörselskydd och larm knapp tilldelas samtliga patienter.

Patientcentrering: Centrera över det aktuella området

Spole: Aircolispolar, ryggspole, bäckenbenspole

Kontrastmedel: -

Läkemedel:

Sekvenser/Kriterier: Långa rörben, bäcken

	Sekvens	Snitt-plan	Snitt-tjocklek	Täckningsområde, vinkling mm. (Kriterier)
1	Loc	3 Plan	-	Extremitet/Bäcken
2	T2 FSE FS	Cor	-	Täck aktuellt område/exostosen
3	PD FS FSE	Ax	-	Täck aktuellt område/exostosen

Vid behov: Långa rörben, bäcken

	Sekvens	Snitt-plan	Snitt-tjocklek	Täckningsområde, vinkling mm. (Kriterier)
4	T2 3D MERGE	Ax	-	Broskfrågeställning/malignitetsfrågeställning Täck aktuellt område/exostosen
5	T2 FLEX	Ax	-	Täck aktuellt område/exostosen

Sekvenser/Kriterier: Rygggrad/spinalkanal

	Sekvens	Snitt-plan	Snitt-tjocklek	Täckningsområde, vinkling mm. (Kriterier)
6	Loc	3 plan	-	Övre och nedre rygg
7	T2 3D CUBE	Cor	-	Täck aktuellt område

Granskare/ arbetsgrupp:

Pär-Arne Svensson specialsjuksköterska Radiologi barn
Jenny Ahlin specialistläkare Radiologi barn

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet hälsoprofessioner och radiologi barn

Innehållsansvar: Izabela Kasperska, (izaka),
Specialsjuksköterska

Godkänd av: Yvonne Simrén, (yvosi1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9802-1816834204-1792

Version: 5.0

Giltig från: 2026-02-19

Giltig till: 2028-02-19