

Höft

Belastad Instabil symfys / Foglossning

Us kod/Us namn	639142 – Höftled, provokation eller belastning
Indikation	Instabilitet, foglossning
Förberedelser	<p>Granska remiss och ev. tidigare undersökningar</p> <p>ID-kontroll skall utföras på undersökningsrummet</p> <p>Längd och vikt skall tillfrågas samt dokumenteras i AGFA</p> <p>Avlägsna föremål som skymmer us-området</p> <p>Graviditet skall tillfrågas fertila kvinnor (15–45 år)</p> <p>Om gravid skall radiolog bedöma huruvida undersökningen är berättigad eller ej</p> <p>Gonadskydd skall användas på pojkar/män under 50 år, om inte gonadskyddet riskerar att dölja diagnostisk information eller riskerar att påverka dosautomatiken.</p> <p>Kompression skall ej användas</p> <p>Använd ev. blyhagel som markör i de fall det behövs</p> <p>Sätt sidomarkering</p> <p>Ev medföljande som närvarar i rummet vid bildtagning skall bära strålskydd</p>
Kontrastmedel	Nej

Bildtagning/Projektioner

Tas som Protesbäcken

Bilateralt Belastad Frontal

Position	Patienten står med ryggen mot detektorn och belastar lika mycket på båda fötterna Skriv Belastad i bilden.
Centrering	På symfysens övre kant
Vinkel	0°
Kriterier	Bilateral ramus skall vara med.
FFA	110 – 150 cm



Frontal Belastad höger

Position	Patienten står med ryggen mot detektorn och lyfter upp höger ben något Skriv Belastad höger i bilden.
Centrering	På symfysens övre kant
Vinkel	0°
Kriterier	Bilateral ramus skall vara med. Skriv Belastad höger
FFA	110 – 150 cm



Frontal Belastad vänster

Position Patienten står med ryggen mot detektorn och lyfter upp vänster ben något
Skriv Belastad vänster i bilden.



Centrering På symfysens övre kant

Vinkel 0°

Kriterier Bilateral ramus skall vara med. Skriv Belastad vänster

FFA 110 – 150 cm

Strålskydd Se under rubriken förberedelser

Dokumentation Om kriterier inte uppnås för undersökning skall anledning dokumenteras i aktuell remiss

Ansvar Första linjens chef ansvarar för att rutinen sprids och gör den känd inom verksamheten

Berörda medarbetare ansvarar för att efterleva rutinen och rapporterar förekommande avvikelser i MedControl Pro (MCP).

Övrigt Ansvarig röntgensjuksköterska granskar och kvalitetssäkrar bilder

Bilder skickas till BFR

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Innehållsansvar: Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent

Granskad av: Hawar Gharib, (hawgh1), Överläkare

Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9802-1816834204-2347

Version: 1.0

Giltig från: 2024-08-22

Giltig till: 2026-08-20