

Underarm

Förberedelser

Granska remiss och ev. tidigare undersökningar

ID-kontroll skall utföras på undersökningsrummet

Längd och vikt skall tillfrågas samt dokumenteras i RIS

Avlägsna föremål som skymmer us-området

Sätt sidomarkering

Ev medföljande som närvarar i rummet vid bildtagning skall bära

Strålskydd

Innehåll

[Underarm – Barn 0-16år](#)

[Underarm - Exostos med kula](#)

[Underarm - Fraktur, kontroll](#)

Underarm-Barn 0–16 år

Us kod/Us namn 636000D/636000S – Underarm höger/vänster

Indikation Kontroll från handkirurgen

Bildtagning/Projektioner

Frontal (Barn 0–10 år Bilateral frontal)

Position Sträck ut armen på detektorn med handflatan supinerad. Detektor i axelhöjd

Centrering Mitt på underarmen

Vinkel 0°

Kriterier Hela underarmen skall vara med

FFA 110 cm



Sida (Barn 0–10 år endast på begäran)

Position Lägg underarmen på sidan med 90° vinkling i armbågen. Detektor i axelhöjd. Vrid upp tummen

Centrering Centrera mitt på underarmen

Vinkel 0°

Kriterier Hela underarmen skall vara med

FFA 110 cm



Underarm-Exostos med kula

Us kod/Us namn 636000D/636000S – Underarm höger/vänster

Indikation Exostos med kula

Bildtagning/Projektioner

Frontal (Bilateralt)

Position Sträck ut armen på detektorn med handflatan supinerad. Detektor i axelhöjd. Kulan placeras vid handleden i höjd med mitten av handleden från detektorn.

Centrering Centrera mitt på underarmen.

Vinkel 0°

Kriterier Hela underarmen och hela referenskulan skall vara med i bild.

FFA 110 cm



Sida (Bilateralt)

Position Lägg underarmen på sidan med 90° vinkling i armbågen. Detektor i axelhöjd. Vrid upp tummen. Referenskulan placeras vid handleden i höjd med mitten av handleden från detektorn.

Centrering Centrera mitt på underarmen

Vinkel 0°

Kriterier Hela underarmen och hela referenskulan skall vara med i bild.

FFA 110 cm



Underarm - Fraktur, kontroll

Bildtagning/Projektioner

Frontal

Position	Armen utsträckt på detektorn med handflatan supinerad Detektor i axelhöjd
Centrering	Centrera mitt på underarmen
Vinkel	0°
Kriterier	Hela underarmen skall vara med inklusive armbågsled och handled
FFA	110 cm



Sida

Position	Lägg underarmen på sidan med 90° vinkling i armbågen. Detektor i axelhöjd Vrid upp tummen
Centrering	Centrera mitt på underarmen
Kriterier	Hela underarmen skall vara med inklusive armbåge och handled
FFA	110 cm



Strålskydd	Se under rubriken förberedelser
Dokumentation	Om kriterier inte uppnås för undersökning skall anledning dokumenteras i aktuell remiss
Ansvar	Första linjens chef ansvarar för att rutinen sprids och gör den känd inom verksamheten. Berörda medarbetare ansvarar för att efterleva rutinen och rapporterar förekommande avvikelser i MedControl Pro (MCP).
Övrigt	Ansvarig röntgensjuksköterska granskar och kvalitetssäkrar bilder Bilder skickas till BFR
Referens	Strålsäkerhet

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Innehållsansvar: Asmaa Imam, (asmei1),
Specialröntgensjuksköterska

Godkänd av: Caroline Sandahl Molinder, (carwe12),
Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9802-1816834204-2737

Version: 1.0

Giltig från: 2026-07-02

Giltig till: 2028-06-29