

Gäller för: Verksamhet Radiologi
Innehållsansvar: Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent
Granskad av: Andreia Miron, (andmi2), Överläkare
Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-01-31
Giltig till: 2027-01-15

Fot

Fraktur, Kontroll, Osteit

Us kod/Us namn 648000D/648000S – Fot eller del därav höger/vänster

Indikation Fraktur, Kontroll, Osteit

Förberedelser

- Granska remiss och ev. tidigare undersökningar
- ID-kontroll skall utföras på undersökningsrummet
- Längd och vikt skall tillfrågas samt dokumenteras i RIS
- Avlägsna föremål som skymmer us-området
- Kompression skall ej användas
- Graviditet skall ej tillfrågas
- Gonadskydd skall ej användas
- Använd ev. blyhagel som markör i de fall det behövs
- Sätt sidomarkering
- Ev medföljande som närvarar i rummet vid bildtagning skall bära strålskydd

Kontrastmedel Nej

Bildtagning/Projektioner

Vid osteit frågeställning skall en markering sättas mitt på plåstret.

Frontal

Position	Patienten sitter eller ligger med böjt knä med foten på detektorn.
Centrering	På proximala delen av metatarsale 3
Vinkel	20° distalt (vinkla röret eller använd kudde under detektorn)
Kriterier	Hela foten skall vara med
FFA	110 cm



Vridning

Position	Patienten sitter eller ligger med böjt knä med foten på detektorn. Benet och foten vriden lätt medialt.
Centrering	På proximala delen av metatarsale 3
Vinkel	20° distalt (vinkla röret eller använd kudde under detektorn)
Kriterier	Hela foten skall vara med
FFA	110 cm



Sida

Position Patienten ligger på sidan så att den laterala sidan av foten är närmast detektorn.



Centrering Centrera mitt på foten

Vinkel 0°



Kriterier Hela foten skall vara med

FFA 110 cm

Strålskydd Se under rubriken förberedelser

Dokumentation Om kriterier inte uppnås för undersökning skall anledning dokumenteras i aktuell remiss

Ansvar Första linjens chef ansvarar för att rutinen sprids och gör den känd inom verksamheten. Berörda medarbetare ansvarar för att efterleva rutinen och rapporterar förekommande avvikelser i MedControl Pro (MCP).

Övrigt Ansvarig röntgensjuksköterska granskar och kvalitetssäkrar bilder

Bilder skickas till BFR

Referenser [Strålsäkerhet](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Innehållsansvar: Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent

Granskad av: Andreia Miron, (andmi2), Överläkare

Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9802-1816834204-822

Version: 6.0

Giltig från: 2025-01-31

Giltig till: 2027-01-15