

Gäller för: Verksamhet Radiologi
Innehållsansvar: Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent
Granskad av: Andreia Miron, (andmi2), Överläkare
Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-03-03
Giltig till: 2027-02-20

Hand - Tumbas

Artros & Kontroll STT- /CMC-led

Us kod/Us namn 638000D/638000S – Hand eller del därav höger/vänster

Indikation Artros & kontroll på STT-/CMC-led

Förberedelser

- Granska remiss och ev. tidigare undersökningar
- ID-kontroll skall utföras på undersökningsrummet
- Längd och vikt skall tillfrågas samt dokumenteras i RIS
- Avlägsna föremål som skymmer us-området
- Kompression skall ej användas
- Graviditet skall ej tillfrågas
- Gonadskydd skall ej användas
- Använd ev. blyhagel som markör i de fall det behövs
- Sätt sidomarkering
- Ev medföljande som närvarar i rummet vid bildtagning skall bära strålskydd

Kontrastmedel Nej

Bildtagning/Projektioner

Frontal

Position	<p>Alt. 1. Placera tummen med dorsalsidan mot detektorn. Vrid patienten så att hen är bortvriden från detektorn. Handled och tumme skall vara i samma höjd.</p> <p>Alt. 2 Vid smärta/stelhet. Handens ulnarsida mot detektorn. Tummen skall vara parallell med detektorn. Vrid bort resterande fingrar från fältet.</p>
Centrering	Centrera på tumbas (CMC1).
Vinkel	<p>Alt 1: 0°</p> <p>Alt 2: 10 - 15° proximalt</p>
Kriterier	Tummen samt en bit av handleden skall avbildas. Lederna skall vara friprojicerade.
FFA	110 cm



Sida

Position	Lägg tummen med radialsidan mot detektorn.
Centrering	Centrera på tumbas.
Vinkel	0°
Kriterier	Tummen samt en bit av handleden skall avbildas. Lederna skall vara friprojicerade.
FFA	110 cm



STT-led /CMC-led

Position Vrid upp handen 45°, använd kudde.

Centrering Centrera på Tumbas.

Vinkel 15° proximalt



Kriterier In i STT-lederna.

FFA 110 cm

Strålskydd Se under rubriken förberedelser

Dokumentation Om kriterier inte uppnås för undersökning skall anledning dokumenteras i aktuell remiss

Ansvar Första linjens chef ansvarar för att rutinen sprids och gör den känd inom verksamheten. Berörda medarbetare ansvarar för att efterleva rutinen och rapporterar förekommande avvikelser i MedControl Pro (MCP).

Övrigt Ansvarig röntgensjuksköterska granskar och kvalitetssäkrar bilder

Bilder skickas till BFR

Referenser [Strålsäkerhet](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Innehållsansvar: Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent

Granskad av: Andreia Miron, (andmi2), Överläkare

Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9802-1816834204-843

Version: 6.0

Giltig från: 2025-03-03

Giltig till: 2027-02-20