

Gäller för: Verksamhet Radiologi
Innehållsansvar: Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent
Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad
Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-03-03

Giltig till: 2027-02-20

Handled

Exostos med kula

Us kod/Us namn	637000D/637000S – Handled höger/vänster
Indikation	Exostos
Förberedelser	Granska remiss och ev. tidigare undersökningar ID-kontroll skall utföras på undersökningsrummet Längd och vikt skall tillfrågas samt dokumenteras i RIS Avlägsna föremål som skymmer us-området Kompression skall ej användas Graviditet skall ej tillfrågas Gonadskydd skall ej användas Använd ev. blyhagel som markör i de fall det behövs Sätt sidomarkering Ev medföljande som närvarar i rummet vid bildtagning skall bära strålskydd
Kontrastmedel	Nej

Bildtagning/Projektioner

Frontal (Bilateralt)

Position	Lägg handen med handflatan ner på detektorn samt böj 90° i armbågen. Referenskulan placeras vid handleden i höjd med mitten av handleden från detektorn
Centrering	Centrera mitt i handleden
Vinkel	0°
Kriterier	Hela handleden och hela referenskulan skall vara med på bild
FFA	110 cm



Sida

Position	Sänk detektorn till höfthöjd och lägg handen på sidan. Referenskulan placeras vid handleden i höjd med mitten av handleden från detektorn (i höjd med metacarpale 3)
Centrering	Centrera mitt i handleden.
Vinkel	Vinkla röret 15° distalt- kranialt eller använd kudde på 15°
Kriterier	Hela handleden skall vara med. Radius skall vara konturbildande. Leden skall vara friprojicerad. Referenskulan skall synas i sin helhet
FFA	110 cm



Strålskydd	Se under rubriken förberedelser
Dokumentation	Om kriterier inte uppnås för undersökning skall anledning dokumenteras i aktuell remiss
Ansvar	Första linjens chef ansvarar för att rutinen sprids och gör den känd inom verksamheten. Berörda medarbetare ansvarar för att efterleva rutinen och rapporterar förekommande avvikelser i MedControl Pro (MCP)
Övrigt	Ansvarig röntgensjuksköterska granskar och kvalitetssäkrar bilder Bilder skickas till BFR
Referens	Strålsäkerhet

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Innehållsansvar: Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent

Granskad av: Asmaa Imam, (asmei1),
Specialröntgensjuksköterska, Andreia Miron, (andmi2),
Överläkare

Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9802-1816834204-847

Version: 5.0

Giltig från: 2025-03-03

Giltig till: 2027-02-20