

Gäller för: Operation 4 Sahlgrenska, Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård

Giltig från: 2025-04-24

Sahlgrenska

Giltig till: 2027-04-24

Innehållsansvar: Emma Holmström, (emmno9), Operationssjuksköterska

Granskad av: Karin Granqvist, (kagr12), Instruktör

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Robotassisterad Nefrouretärektomi

Förändringar sedan föregående version

Justering operationsbord.

Arbetsbeskrivning

Från sterilcentralen:	Robotgaller Robotset 1 st standard rock XL 1 st standard rock L
Extrainstrument:	Robotoptik 30° Hem-o-loktång L + magasin Ev Hem-o-loktång XL Guld + magasin (tag ej upp) Laparoskopisk fattningstång (alligator fin), vid högersidig op, för att hålla undan levern. Ev Monopolär sax (vid adherenser)
Robotinstrument:	Fenestrerad Bipolär Monopolar curved scissor Large Needledriver. Prograsp
Från Robotförråd:	Vass obturator (stäm av med operatör) Airseal + Airsealport Lång laparoskopisug Tipcover Cannal seal x 4 Drapering robotarmar samt pelardrapering
Övrigt:	Lamphandtag Silikonkateter 14 Ch Monopolär diatermi (när preparatet ska tas ut) Ev. 5 mm <u>flergångs troakar lång</u> om högersidig nefrouretärektomi

	Prep.påse Inzii Retrieval system 12/15mm (grönt handtag)
Läkemedel/ vätskor:	Xylocaingel 2% Ringeracetat, 1000 ml Sterilt vatten Marcain-adrenalin 5mg/ml
Suturer:	PDS 2.0 UR-6 Ev V-Loc 3-0 Cv-23 Hudstaplers
Vid konvertering:	Roboten dockas av och portar avlägsnas men patienten ligger kvar i sidoläge. Portabel sug samt kärllådan på utsidan. Urotomigaller 2 pkt bruna dukar 2 pkt gråa dukar Risslersug Permanhake Multifire Endo GIA + extra magasin 30 mm – 2,5 mm
Operationsbord:	Operationsbord med benplattor eller Medirums operationsbord på sal 41. Hel vakuummadrass.
Positionering:	Se Rutin Positionering i sidoläge på vakuummadrass vid robotkirurgi
Op-drapering:	Drapering fyrfält. Klä så höftkammen är synlig och sätt ett lakan på magen så navel är synlig. Ett lakan på sidan mot ryggen så att hela sidan och lite av ryggen är synlig samt klä ett lakan vid proc. xiphoideus som dras över patientens huvud. Vid drapering av högersidig operation, lämna plats för 6:e porten för levergång en bit upp mot proc. xiphoideus i medellinjen.
Speciella önskemål:	Sätt KAD innan vändning, fäst med flexitrack.
Rengöring:	Spolportar på robotoptik och robotinstrument spolas igenom med 10 ml sterilt vatten i vardera port innan transport

till sterilcentralen. Lägg en fuktad kompress med sterilt vatten om skänklarna på robotinstrumenten.

Syfte

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

Arbetsgrupp

Karin Granqvist Op. Ssk Op 4, Sahlgrenska Universitetssjukhus

Malin Warga Op. Ssk Op 4, Sahlgrenska Universitetssjukhus

Kristina Lundin, Op. Ssk Op 4, Sahlgrenska Universitetssjukhus

Emma Holmström Op. Ssk Op 4, Sahlgrenska Universitetssjukhus

Henrik Kjölhede Överläkare, Urologi, Sahlgrenska Universitetssjukhus

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation 4 Sahlgrenska, Verksamhet Anestesi-
Operation-Intensivvård Sahlgrenska

Innehållsansvar: Emma Holmström, (emmn09),
Operationssjuksköterska

Granskad av: Karin Granqvist, (kargr12), Instruktör

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1442

Version: 6.0

Giltig från: 2025-04-24

Giltig till: 2027-04-24