

Gäller för: Flera enheter - se eftersättsblad  
Innehållsansvar: Per Persson, (perpe8), Överläkare  
Granskad av: Per Persson, (perpe8), Överläkare  
Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-05-19

Giltig till: 2028-05-19

# Diskning av instrument och sterilgodshantering

## Revideringar i denna version

2026-05-18

Förlängd giltighetstid

## Syfte

Att säkerställa så att instrumenten och sterila instrument diskas och hanteras på ett korrekt sätt.

## Arbetsbeskrivning

### Bakgrund

Hantering av sterilgoods är centraliserad och inga instrument steriliseras längre ute på sjukhusets avdelningar. Eftersom instrument som vi använder finns i cirkulation och skickas i försändelser är det viktigt att sortera och hantera dem rätt. Förlorade instrument orsakar stora kostnader och engångsinstrument som skickas till sterilisering orsakar onödigt arbete. Alla instrument är flergångs och SKA diskas i Diskdesinfektor, INTE i Spoldesinfektor.

### Alla instrument

- Diskas i diskdesinfektor i diskrummet.
- Öppna alltid ledade instrument (ex sax, peang), minst 90 graders vinkel.
- Kan hängas eller läggas i diskgaller
- Överlasta ej diskgallret!
- Övrig information, v.g. se vårdhandboken [Diskdesinfektor - Vårdhandboken \(vardhandboken.se\)](#)
- Bruksanvisning (företagets) finns vid respektive Diskdesinfektor.



**Bilder ovan:** Exempel på sterilgods som steriliseras på sterilcentralen. Förpackningarna är etikettmärkta från sterilcentralen.

### **Sterila instrument**

Instrument som ska till sterilcentralen sorteras bort och skickas av dag-USK. Instrumenten från sterilcentralen förvaras sedan i sterilförrådet på anvisad plats.

## **Granskare/arbetsgrupp**

Miriam Hallin, Dagusk CIVA, AnOpIva Område 5, SU

Ulrika Donelius, Dagusk NIVA, AnOpIva Område 5, SU

Frida Mattsson, Tekniskjuksköterska, CIVA, AnOpIva Område 5, SU

Lotta Börjesson, Instruktör CIVA, Område 5, SU

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård  
Sahlgrenska, Postoperativ vård Sahlgrenska,  
Neurointensivvårdsavdelning, Central intensivvårdsavdelning,  
Avdelning 95B postoperativ vård, Avdelning 95A postoperativ  
vård, Avdelning 22 postoperativ intensivvård

**Innehållsansvar:** Per Persson, (perpe8), Överläkare

**Granskad av:** Per Persson, (perpe8), Överläkare

**Godkänd av:** Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9805-1593997-1509

**Version:** 10.0

**Giltig från:** 2026-05-19

**Giltig till:** 2028-05-19