

Gäller för: Operation 5 Sahlgrenska

Giltig från: 2026-06-01

Innehållsansvar: Sofia Gustafsson, (sofgu2), Instruktör

Giltig till: 2028-05-29

Godkänd av: Annika Stephensen, (annst110), Sektionsledare

HYBIOP5 Metod ICP Raumedic

Revideringar i denna version

Detta dokument ersätter: Inläggning av Raumedic ICP-kateter, version 1.
Reviderat under arbetsbeskrivning, material.

Syfte

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

Arbetsbeskrivning

Sterilcentralen:

Borrbricka
Midas Rex
Raumedic Bult galler (Enligt kirurg om, op. anmälan med **Bult**)
Trepanationsset

Sterilförrådet:

Handdukar
Lamphandtag
RAUMEDIC Sektion J,
Hylla 1& 2

Tryckmätare Neurovent – P Ref: 091580-001

Tunnelör Ref: 090506-002

Bolt-drill kit Ref: 091888-001 (Om Raumedic Bult skall användas.)

Tryckmätare Neurovent med V-dränage Ref: 092956-001 med tillhörande tunnelör Ref: 090727-001

Exacta dränage Ref: 46700, sektion V, Hylla 22

Operationsal:

Benvax
NaCl
Klorhexidinsprit 5mg/ml

Extrainstrument:	Gelpi mini självhållande hake Glassug
Medicinteknisk utrustning:	Bipolär Sug Borr Midas Rex

ICP monitor i silverväska i apparatförrådet på vänster sida. Används till elektiva patienter (längre utredning). Väskan skall medfölja patienten.

Till akuta patienter används ICP-kablar som finns i gul OK-lådor på vänster sida i apparatförrådet.

Det brandgula skyddshöljet som finns i Raumedic kittet, används vid transport som skydd före uppkoppling på postoperativ avdelning.

Salsplacering:	Hjärnläge
Operationsläge:	Ryggläge med vakuumkudde
Anestesi:	Allmän och lokal
Läkemedel:	Carbocain-Adrenalin 5 mg/ml
Sterildrapering:	Trepanationsset
Huddesinfektion:	Descutansvamp Klorhexidinsprit färgad 5 mg/ml
Snitt:	Litet rakt snitt, oftast höger sida frontalt.
Suturer:	Vicryl 3/0 X-1 Ethilon 3/0 FS-1
Förband:	Mepilex Up, kompresser och nätmössa.

Ansvar

Verksamhetschef, Hybrid och intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och följer gällande författningar/lagar. Samtlig berörd personal på Operation 5, Hybrid och intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ska delges direktivet via vårdenhetschef/avdelningschef.

Uppföljning, utvärdering och revision

Ansvarig operationssjuksköterska för metodkort/rutiner på Operation 5, Hybrid och intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ansvarar för att denna rutin uppdateras och revideras. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControl PRO.

Dokumentation

Styrande dokument arkiveras i Barium. Redovisande dokument skall hanteras enligt sjukhusets gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.

Granskare/arbetsgrupp

Sofia Gustafsson Operationssjuksköterska Operation 5, Hybrid och Intervention, Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Annika Stephensen Sektionsledare Operation 5, Hybrid och intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation 5 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Sofia Gustafsson, (sofgu2), Instruktör

Godkänd av: Annika Stephensen, (annst110), Sektionsledare

Dokument-ID: SU9805-1593997-1761

Version: 8.0

Giltig från: 2026-06-01

Giltig till: 2028-05-29