

Gäller för: Operation 5 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Annika Malmin, (annma120), Operationssjuksköt.

Godkänd av: Johan Bengtsson, (johbe11), Verksamhetsutvecklare

Giltig från: 2024-05-10

Giltig till: 2026-05-08

HYBIOP5 Metod Port-a-cath

Revideringar i denna version

Detta dokument ersätter: PORT-A-CATH INLÄGGNING, version 1.

Syfte

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

Arbetsbeskrivning

Sterilcentralen:

Sterilförrådet:

Operationssal:

Extra instrument:

Ev Extra instrument:

Galler: Porth-a-cath galler

Extra instrument ev: Malis bipolärpincett bred

Malis bipolärkabel

Implantat: Venport Celsite ST301H art.nr. 04432460
eller

Venport Celsite ST305H art.nr. 04433556

Medicinteknisk

utrustning: C-båge
Ev ultraljudscanner
Ev bipolär diatermi

Salsplacering: Huvudet mot dörren

Operationsläge: Ryggläge

Anestesi: Lokal och intravenös sedering

Läkemedel: Carbocain-Adrenalin 10 mg/ml 20ml +
Natriumbikarbonat 50 mg/ml 4ml
1 ml Heparin 5000 E/ml i 100 ml NaCl
Ev Visipaque 270 mg/ml

Sterildrapering: Sengenwald pediatriiskt universalset
(skonsammare klister)
Assbordspåse till C-båge

Huddesinfektion: Descutansvamp
Klorhexidinsprit färgad 5 mg/ml

Snitt: Under höger eller vänster clavikel,
diskuteras med kirurg pre op.

Suturer: Ti-cron 2/0 CV-305 för att fäste porten
Vicryl 4/0 RB-1 subcutant

Monocryl 4/0 FS-2. Monocryl 4/0
intracutant

Förband: Duoderm

Övrigt: Port-a-cath är ett implanterbart injektionssystem med en injektionsport genom huden till en dosa med självslutande membran.

Ansvar

Verksamhetschef, Hybrid och intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och följer gällande författningar/lagar. Samtlig berörd personal på Operation 5, Hybrid och intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ska delges direktivet via vårdenhetschef/avdelningschef.

Uppföljning, utvärdering och revision

Ansvarig operationssjuksköterska för metodkort/rutiner på Operation 5, Hybrid och intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ansvarar för att denna rutin uppdateras och revideras. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControl PRO.

Dokumentation

Styrande dokument arkiveras i Barium. Redovisande dokument skall hanteras enligt sjukhusets gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.

Granskare/arbetsgrupp

Charlotta Rosenkrantz Gustafsson, Vårdenhetschef, Operation 5, Hybrid och intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation 5 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Annika Malmin, (annma120), Operationssjuksköt.

Godkänd av: Johan Bengtsson, (johbe11), Verksamhetsutvecklare

Dokument-ID: SU9805-1593997-1771

Version: 4.0

Giltig från: 2024-05-10

Giltig till: 2026-05-08