

Gäller för: Operation 4 Sahlgrenska

Giltig från: 2025-11-10

Innehållsansvar: Marie Melander, (marme14), Sektionsledare

Giltig till: 2027-11-10

Granskad av: Sandra Jennefalk, (sanca), Instruktör

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Positionering med PinkPad, arbetsbeskrivning op 4

Förändringar sedan föregående version

Förändringar i arbetsgrupp

Bakgrund

Operation 4 har laparoskopiska operationer som kräver PinkPad för optimalt läge samt för att undvika att patienten glider under operationen.

Syfte

Rutinen syftar till att säkerhetsställa en korrekt och optimal användning av PinkPad i samband med operation.

Arbetsbeskrivning

PinkPad ska i första hand användas vid långa laparoskopiska heldagsoperationer. Placera PinkPad direkt på operationsbordet, dvs inget skyddslakan får ligga mellan operationsbordet och PinkPad. PinkPad ska ligga kant i kant med operationsbordets nedre kant, se bild. Medföljande smala vita draglakan placeras ovanpå PinkPad. Fäst pinkpaden i operationsbordet med dom fyra vita kardborrebanden, se bild.

Lägg inget annat draglakan, blöja eller dylikt ovanpå PinkPad:en. Var observant på vilken sida som ska vara uppåt. Armarna bäddas in med ben-täcke. Kudde går bra att placera under huvudet. PinkPad:en är engångs.

Vid långa heldagsoperationer ska armarna bäddas in längs sidorna. Obs att armstöd som tillhör operationsbordet kan behövas vid sövning, t ex vid pvk-sättning.

För illustration se bilderna nästa sida:



Arbetsgrupp:

Marie Melander, Anestesisjuksköterska, Operation 4, Område 5,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sandra Jennefalk, Instruktör/Operationssjuksköterska, Operation 4,
Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Camilla Blixt, Instruktör/Anestesisjuksköterska, Operation 4, Område 5,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation 4 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Marie Melander, (marme14), Sektionsledare

Granskad av: Sandra Jennefalk, (sanca), Instruktör

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-2179

Version: 4.0

Giltig från: 2025-11-10

Giltig till: 2027-11-10