

Gäller för: Västra Götalandsregionen

Giltig från: 2025-04-24

Innehållsansvar: Sofia Gustafsson, (sofgu2), Instruktör

Giltig till: 2027-04-24

Godkänd av: Annika Stephensen, (annst110), Sektionsledare

HYBIOP5 Metod TC biopsi neuronavigation

Arbetsbeskrivning

Sterilcentralen:

Borrbricka
Midas Rex MR8
Navigation
Shuntset
1 Omlotrock High perf 50-80 kg
1 Omlotrock High perf 80-110 kg

Sterilförrådet:

Handdukar
2 Lamphandtag
Acracut
2 Reflekterande kulor
Tarpåse navigation
Biopsy Needle Kit ref: 9733068
Trajectory Guide Kit ref: 9733066

Operationssal:

Ev. Monopolär Safe Air
Ev. Benvax
2 ml CC
NaCl 9 mg/ml
Klorhexidinsprit 5mg/ml

Extra instrument:

3 Mayfield piggar
Guide Navigation, Sektion P Låda 5

Ev. Extra instrument:	Glassug
Medicinteknisk utr:	Borr IPC Navigation Bipolär Ev. Monopolär
Salsplacering:	Hjärnläge
Positionering:	Ryggläge med Mayfieldstöd
Anestesi:	Allmän och lokal
Läkemedel:	Carbocain-Adrenalin 5mg/ml
Sterildrapering:	Shuntset
Hudsnitt:	Se op. anmälan
Suturer:	Vicryl 3/0 X-1 Etilon 3/0
Förband:	Huvudförband

Granskare

Annika Stepensen Sektionsledare Operation 5, Hybrid och Intervention,
Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sofia Gustafsson Operationssjuksköterska Operation 5, Hybrid och
Intervention Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Information om handlingen

Handlingstyp: Riktlinje verkställighet

Gäller för: Västra Götalandsregionen

Innehållsansvar: Sofia Gustafsson, (sofgu2), Instruktor

Godkänd av: Annika Stephensen, (annst110), Sektionsledare

Dokument-ID: SU9805-1593997-3097

Version: 3.0

Giltig från: 2025-04-24

Giltig till: 2027-04-24