

Gäller för: Verksamhet Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Maria Mas Castells, (marma292), Överläkare

Granskad av: Karin Hedlund Engström, (karhe37), Specialistläkare

Godkänd av: Madeleine Zetterberg, (madan5), Överläkare/Professor

Giltig från: 2026-09-01

Giltig till: 2028-08-31

ÖGONPLASTIK Användning av monopolär diatermi vid ögonplastikkirurgi

Syfte

Att förtydliga användandet av monopolär diatermi hos patienter med pacemaker och/eller inopererad metall i kroppen.

Arbetsbeskrivning

Monopolär diatermi kan användas vid vissa typer av pacemakrar, men inte alla. Om operatören bedömer att monopolär diatermi behöver användas vid operation av patient med pacemaker är det operatörens ansvar att ta reda på om monopolär diatermi kan användas med den aktuella pacemaker-typen.

Användandet av monopolär diatermi hos patient med inopererad metall i kroppen

Om monopolär diatermi skall användas hos patient som har någon inopererad metall i kroppen skall returelektroden som vi sätter på en stor muskelgrupp sitta närmare operationsområdet än den aktuella metalleden. Strömmen går närmaste vägen och sitter metallen närmare returelektroden så går strömmen via metallen. Således ska strömmen först hitta returelektroden. Det är också viktigt att sätta långsidan på returelektroden mot det område som är operationsområdet.

Ansvar

Denna rutin gäller för alla opererande läkare inom ögonsjukvården/ område 3 SU.

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Information om handlingen

Handlingstyp: Riktlinje verkställighet

Gäller för: Verksamhet Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Maria Mas Castells, (marma292), Överläkare

Granskad av: Karin Hedlund Engström, (karhe37),
Specialistläkare

Godkänd av: Madeleine Zetterberg, (madan5),
Överläkare/Professor

Dokument-ID: SU9820-1156830909-148

Version: 3.0

Giltig från: 2026-09-01

Giltig till: 2028-08-31