

Gäller för: Sahlgrenska Universitetssjukhuset  
Innehållsansvar: David Borkmann, (davbo1), Specialistläkare  
Godkänd av: Thomas Brezicka, (thobr2), Chefläkare

Giltig från: 2024-12-30

Giltig till: 2026-12-20

# Akutväska barn vuxen

## Revideringar i denna version

- Daglig kontroll av defibrillator, plombering samt sug och syrgas
- Ansvariga / arbetsgrupp

## Arbetsbeskrivning

### HANDHAVANDE OCH SKÖTSEL AV AKUTVÄSKA/AKUTVAGN

På Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) har varje enhet ansvar för sin akutväska/akutvagn.

På Angereds Närsjukhus och Frölunda Specialistsjukhus kan ansvarsfördelning samt inköp av utrustning och läkemedel ske enligt separat, lokalt anpassad, rutin.

Innehållet ska vara komplett enligt innehållsförteckning och akututrustningen ska kontrolleras varje månad och varje gång plomberingen brutits. Kontrollera dock varje vecka att plomberingen är obruten. Förvara inte plomberingar i väskan/vagnen utan förslagsvis i läkemedelsrum. Innehållet är ett basutbud som ska finnas i alla väskor på SU. Varje avdelning kan utöver det lägga till material som anses behövas på respektive avdelning.

Alla väskor är utrustade med skrivna behandlingsanvisningar till barn och vuxna. De väskor som finns där barnsjukvård bedrivs, är utrustade med specifikt barninnehåll.

För de avdelningar som har akutvagn är det viktigt att alla lådor är märkta enligt följande (uppifrån och ner):

- Läkemedel
- Infart
- Luftväg vuxen
- Luftväg barn
- Övrigt

Varje enhet får själv köpa in flergångsmaterial samt det engångsmaterial som beställs styckvis via Marknadsplatsen. Det material som inte går att beställa styckvis hämtas på respektive anestesiklinik.

För de enheter som vårdar spädbarn är det upp till verksamheten att komplettera med handventilator 0-10 kg.

#### **Att kontrollera varje dag:**

- Att plomberingen är obruten.
- Att sug och syrgas fungerar och finns tillgängligt tillsammans med akututrustningen.
- Att defibrillatorns lampa lyser grönt.

#### **Att kontrollera varje månad och varje gång plomberingen brutits/väskan använts:**

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

- Intraosseös borrh; Kontrollen innefattar ett lätt tryck på borrhknappen för att se om den gröna lampan lyser. Om lampan blinkar måste borren bytas ut.
- Laryngoskop; Kontrollen innefattar batteri och lampa. Lampan skall lysa med ett starkt sken och batterierna ska kontrolleras för läckage.

**Rengöring:**

- Skaftet till laryngoskopet torkas av med diskmedel och vatten vid synlig smuts, därefter torkas det alltid av med ytdesinfektion.
- Magills tång, sax, peang och narkosmask rengörs i diskdesinfektor.
- Intraosseös borrhmaskin, stetoskop och blodtrycksmanschett torkas av med ytdesinfektion.
- Ledare med böjd spets (bougie) diskas med diskmedel och torkas därefter av med ytdesinfektion.
- Handventilator är engångs och ska finnas i två exemplar för att kunna ersättas direkt efter användning.

**Läkemedel**

**Särskild rutin finns för vilka läkemedel akutväskan ska innehålla: Doknr 25620 i Barium.**

Varje enskild enhet beställer läkemedel från apoteket eller hämtar på vårdnära lager (VNL) när hållbarhetsdatum har gått ut eller när ett läkemedel har använts.

- Celokurin 50 mg/mL är hållbart 2 månader i rumstemperatur. Märk ampullerna vid uttag från kyl.
- Ipratropiumbromid och Salbutamol ska om folieförpackningen brutits, förvaras i svart återförslutbar påse som finns att hämta i VNL. Hållbarheten är i denna påse 1 år.

**Direkt efter användning kompletteras akututrustningen, därefter plombering.**

**INNEHÅLLSFÖRTECKNING AKUTVÄSKA BARN/VUXEN (Fet text=barnutrustning)**

<b>Modul luftväg (blå väska)</b>	<b>Antal</b>	<b>Storlek</b>	<b>Beställning</b>
Batteri till laryngoskopshandtag	2		Marknadsplatsen
Capnograf CO2 Detector	1	Vuxen	Operation
<b>Capnograf Paed End Tidal CO2 Detect</b>	<b>1</b>	<b>Barn</b>	<b>Operation</b>
<b>Endotrachealtub utan kuff Portex Ivory</b>	<b>1</b>	<b>2,5</b>	<b>Operation</b>
<b>Endotrachealtub m kuff Halyard Microcuff</b>	<b>1+1+1+1</b>	<b>3, 3,5, 4, 4,5</b>	<b>Operation</b>
<b>Endotrachealtub med kuff Portex Ivory</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>Operation</b>
Endotrachealtub med kuff Soft Seal Cuff	1+1	6, 7	Operation
Handskar	2+2	M, L	Marknadsplatsen
Häfta textil	1	4 cm	Marknadsplatsen
<b>Häfrulle Leukotape LATEX</b>	<b>1</b>	<b>1,2 cm</b>	<b>Operation</b>
Katetergel 5 g tub Optilube	1	5 g	Operation
<b>Laryngoskopsblad böjt flergångs McIntosh fiberljus</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Marknadsplatsen</b>
Laryngoskopsblad engångs (alt flergångs)	1+1	3+4	Operation
<b>Laryngoskopsblad rakt flergångs Miller fiberljus</b>	<b>1+1+1</b>	<b>0, 1, 2</b>	<b>Marknadsplatsen</b>
Laryngoskopshandtag med LED ljus kort (med batteri)	1	Kort	Marknadsplatsen
Larynxmask	1	4	Operation
<b>Larynxmask Ambu Aura Once</b>	<b>1+1</b>	<b>1, 1,5</b>	<b>Operation</b>
<b>Larynxmask Ambu Aura-I</b>	<b>1+1+1</b>	<b>2, 2,5, 3</b>	<b>Operation</b>
<b>Ledare för endotrachealtub barn</b>	<b>1+1</b>	<b>Ch 6, 10</b>	<b>Operation</b>
Ledare för endotrachealtub vuxen	1	Ch 14	Operation
Ledare Bougie, böjd spets (Coudé)	1	Ch 15	Operation
Magills tång	1	25 cm	Marknadsplatsen
<b>Magills tång mellan</b>	<b>1</b>	<b>20 cm</b>	<b>Marknadsplatsen</b>
<b>Magills tång liten</b>	<b>1</b>	<b>15 cm</b>	<b>Marknadsplatsen</b>
Nästub	1+1	28, 30	Operation
<b>Nästub</b>	<b>1+1+1</b>	<b>14, 20, 26</b>	<b>Operation</b>
<b>Reservlampa t handtag 2,5 V (gäller ej LED)</b>	<b>1</b>		<b>Marknadsplatsen</b>
Spruta (till tubkuff)	1	10 mL	Marknadsplatsen
Svalgtub	1+1+1	80, 90, 100 mm	Marknadsplatsen
<b>Svalgtub</b>	<b>1+1+1+1</b>	<b>34, 45, 55, 71 mm</b>	<b>Marknadsplatsen</b>
Thomas endotracheal tubhållare (Laerdal)	1	Vuxen	Marknadsplatsen

<b>Modul luftväg (förvaras i stora röda väskan)</b>	<b>Antal</b>	<b>Storlek</b>	<b>Beställning</b>
<b>Handventilator komplett barn med mask engångs 10-30 kg</b>	<b>2</b>	<b>Pediatric</b>	<b>Marknadsplatsen</b>
Handventilator komplett vuxen med mask engångs >30 kg	2	Vuxen	Marknadsplatsen
<b>Inhalator aerosolmask barn med oxygenslang barn (nebulisator)</b>	<b>1</b>	<b>Barn</b>	<b>Marknadsplatsen</b>
Inhalator aerosolmask med oxygenslang vuxen (nebulisator)	1	Vuxen	Marknadsplatsen
Kateter sug	2	16	Operation
<b>Kateter sug Nelaton</b>	<b>1+1+1+1</b>	<b>6, 8, 10, 12</b>	<b>Operation</b>
Narkosmask silikon	1+1	3, 4	Marknadsplatsen
<b>Narkosmask silikon rund</b>	<b>1+1</b>	<b>0/1, 2</b>	<b>Marknadsplatsen</b>
Pocketmask med filter	1	Vuxen	Marknadsplatsen
<b>Pocketmask med filter spädbarn</b>	<b>1</b>	<b>Barn</b>	<b>Marknadsplatsen</b>
Sond mag dubbellumen Salem	1+1	12, 18	Operation
<b>Syrgasmask m reservoar med indikering barn</b>	<b>1</b>	<b>Barn</b>	<b>Operation</b>
Syrgasmask med reservoar vuxen	1	Vuxen	Operation
Vortex andningsbehållare	1	Vuxen/barn	Marknadsplatsen
<b>Vortex andningsbehållare barnmask</b>	<b>1</b>	<b>Barn</b>	<b>Marknadsplatsen</b>

<b>Modul infart (röd väska)</b>	<b>Antal</b>	<b>Storlek</b>	<b>Beställning</b>
Fixation till intraosseös nål	1		Marknadsplatsen
Handskar	2+2	M, L	Marknadsplatsen
Huddesinfektion servett	10		Marknadsplatsen
Häfta textil	1	2,5 cm	Marknadsplatsen
Injektionsmembran S Swan-Lock	4		Marknadsplatsen
Intraosseös bormaskin EZ-10	1		Marknadsplatsen
Intraosseös nål	1+1+1	Gul, blå, <b>rosa</b>	Marknadsplatsen
Kompress gasväv	10	7x10 cm	Operation
Kran inf 3 v slang	2	10 cm	Operation
<b>Kran inf 3 v slang mikro</b>	<b>2</b>	<b>12 cm</b>	<b>Operation</b>
NaCl 9 mg/mL förfylld spruta	5	10 mL	Marknadsplatsen
Propp kombi luerlock	4		Marknadsplatsen
PVK fixation	4		Marknadsplatsen
PVK, kanyl infart med port	2	0,9x25 mm	Operation
PVK, kanyl infart med port	2	1,1x32 mm	Operation
	2	1,3x32 mm	Operation
	2	1,5x45 mm	Operation
	2	1,8x45 mm	Operation
<b>PVK Neoflon lila utan port och stickskydd</b>	<b>2</b>	<b>0,6x19 mm</b>	<b>Operation</b>
<b>PVK Neoflon gul utan port och stickskydd</b>	<b>2</b>	<b>0,7x19 mm</b>	<b>Operation</b>
Stasband med snabbblås	1		Marknadsplatsen

<b>Modul infart (förvaras i stora röda väskan)</b>	<b>Antal</b>	<b>Storlek</b>	<b>Beställning</b>
Infusionsaggregat med 3-vägskran	2		Marknadsplatsen
Övertrycksmanschett Infusel T	1	500 mL	Operation

<b>Övrigt (förvaras i stora röda väskan)</b>	<b>Antal</b>	<b>Storlek</b>	<b>Beställning</b>
A-HLR schema	1	Vuxen+barn	Marknadsplatsen
Arbetsblad HLR	1	Vuxen+barn	Sök på Internet: Arbetsblad hlr 2021 Arbetsblad hlr barn 2021
Batteri till ficklampa	1	AA	Marknadsplatsen
Behandlingskort	1	Vuxen+barn	
Blodtrycksmanschett	1	Vuxen	Marknadsplatsen
Engångsskalpell	1	nr 20	Operation
Peang	2	14 cm	Marknadsplatsen
Pennficklampa med LED-ljus	1		Marknadsplatsen
Plombering (ska ej förvaras i väskan)			Marknadsplatsen
Pulsoximeter	1		Marknadsplatsen
Sax	1	14,4 cm	Marknadsplatsen
Skrivplatta A4 med klämma svart	1		Marknadsplatsen
Stetoskop	1	Vuxen	Marknadsplatsen

### Ansvar

David Arby, Specialistläkare, AnOpIVA, SU/S.

VC, VÖL och VEC inom respektive enhet ansvarar för implementering av rutinen.

### Uppföljning, utvärdering och revision

Arbetsgruppen ansvarar för uppföljning av innehållet i rutinen, årlig revidering. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i Med Control PRO.

## **Relaterad information**

FASS.se för förskrivare.

## **Granskare/arbetsgrupp**

### **Angereds Närsjukhus:**

Thomas Kerren (överläkare anesthesi) och Niklas Pålsson (anestesisjuksköterska).

### **DSBUS:**

Dijana Kjaerbeck (anestesisjuksköterska), Caroline Norlin (anestesisjuksköterska) och Cornelia Kjellgard (specialistläkare anesthesi).

### **Frölunda Specialistsjukhus:**

Berit Stray (anestesisjuksköterska).

### **SU/Möndal:**

Caroline Bergius (anestesisjuksköterska), Malin Hviid (anestesisjuksköterska), Dovile Rackauskaite (specialistläkare anesthesi) och Maria Stenqvist (anestesisjuksköterska).

### **SU/Sahlgrenska:**

Said Yaraghi (anestesisjuksköterska), David Borkmann (specialistläkare anesthesi), Gunilla Edholm (instruktör HLR-centrum) och Agnes Rydler (Specialistläkare anesthesi).

### **SU/Östra:**

Gunilla Bonfré (anestesisjuksköterska), Bettina Meiners (överläkare anesthesi) och Maria Schultz (anestesisjuksköterska).

### **Granskande chefläkare:**

Thomas Brezicka, chefläkare, Kvalitetsutveckling och patientsäkerhet.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Sahlgrenska Universitetssjukhuset

**Innehållsansvar:** David Borkmann, (davbo1), Specialistläkare

**Godkänd av:** Thomas Brezicka, (thobr2), Chefläkare

**Dokument-ID:** SU9992-381335686-71

**Version:** 14.0

**Giltig från:** 2024-12-30

**Giltig till:** 2026-12-20