



Gastrotub MIC G - Patientinformation Operation Kungälv

Operationsavdelningen, Kungälv's sjukhus

Din gastrotub heter _____

Storlek _____ Fr

Kuffen är fylld med _____ ml sterilt vatten.

Insättningsdatum _____

Djupmått vid insättning _____

Gastrotub

En gastrotub är en slang som går genom huden på magen in till magsäcken. Den används för att ge mat, dryck och medicin direkt till magsäcken eller för att tömma magen på innehåll. På insidan hålls slangen på plats med en liten ballong (kuff) som är fylld med vatten.

Efter operationen

- Du kan se tre små plastpluppar på magen. De är till för att hålla gastrotuben på plats efter operationen och lossnar av sig själva efter en tid.
- Gastrotuben kan ibland läcka lite sondnäring eller magsaft. Torka bort det direkt så att huden inte blir irriterad. Plattan på utsidan magen ska ligga mot huden med ett lätt drag för att förhindra läckage men vid större läckage ska du kontakta sjuksköterska.
- De **första 1–2 veckorna**, innan hålet läkt, **ska du inte vrida eller kuffa ur ballongen**.
- Det går bra att duscha.

Kontroller/skötsel

- Rengör området runt slangen varje dag med mild tvål och vatten och smörj huden runt med barriärsalva för att skydda huden.
- Vrid slangen ett och ett kvarts varv varje dag för att förhindra att den inre plattan fastnar i magsäcksväggen.
- Kontrollera ballongen (kuffen) varje till varannan vecka. Kuff-mängden (varierar mellan olika gastrotuber) står på slangen och fylls med sterilt vatten, destillerat eller färsktappat kranvatten.
- Om gastrotuben inte används för sondnäring eller medicin ska den spolras varje dag med 20–50 ml färsktappat kranvatten.

När du ger sondnäring eller medicin

- **Sitt upp eller ha överkroppen höjd minst 30 grader under matning.**
- Spola slangen med 20–50 ml färsktappat kranvatten före och efter du ger näring eller medicin.
- Läkemedel ska ges i flytande form eller som tabletter som kan lösas upp i vatten. Ansvarig läkare avgör vilka läkemedel som går att krossa.
- Mellan olika läkemedel ska du också spola med vatten.
- Sprutor som används kan diskas enligt tillverkarens instruktioner och ska bytas var 7–14:e dag.
- Om du får feber, ont eller känner obehag vid matning, kontakta din sjuksköterska eller 1177.

Byte av gastrotub

- Gastrotuben byts ungefär var tredje månad. Detta görs första gången av en sjuksköterska men så småningom av anhörig eller dig själv.

- Ballongen i slangen fylls med sterilt, destillerat eller färsktappat kranvatten.
- Kontrollera vid byte att avståndsmarkeringen (CM-siffran på slangen) stämmer med den nya slangen, så att den sitter på rätt djup.

Om slangen lossnar av misstag

- Kontakta sjukvårdspersonal omedelbart.
- Sätt in din reservkateter för att hålet inte ska slutas, men blås inte upp ballongen.
- Tejpa fast katetern på huden och vänta på att vårdpersonal bekräftar att den sitter rätt innan du använder den.

Mer information

vardhandboken.se

- Gastrostomi – infart via bukväggen till magsäcken
- Skötsel av gastrostomi

1177.se

- Gastrostomi – näring genom en knapp eller slang i magen

Produktinformation

tubefed.se/produkter/g-tuber/


Kontakt

Kungälv's sjukhus,
Lasarettsgatan 1, Kungälv

Växel: 0303-980 00



**VÄSTRA
GÖTALANDSREGIONEN**



MIC* G