

Gäller för: Diagnostik och service

Giltig från: 2025-11-11

Innehållsansvar: Linn Hansson, (linha62), Verksamhetsutvecklare

Giltig till: 2027-11-11

Granskad av: Maja Dehlfors, (majwe2), Överläkare

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

# N6 Binjurar uk

## Förändringar sedan föregående version

Inga.

## Metodbeskrivning

<b>Us kod/Us namn</b>	<b>853000</b> DT binjurar
<b>Indikation</b>	Attenueringsmätning och storlekskontroll av binjurförändringar.
<b>Serieöversikt</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Binjurar uk (120 kV)</li></ol>
<b>Förberedelser</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Avlägsna all metall från bröstnivå ner till ljumskar.</li></ul>
<b>Patientpositionering</b>	Ryggläge med fötterna mot gantryt och armarna ovanför huvudet.
<b>Patientcentrering</b>	XY
<b>Scouter</b>	Frontal och lateral.
<b>Dokumentation</b>	I de fall kriterier för undersökningen inte uppnås skall anledningen till detta dokumenteras i aktuell remiss.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

### **Strålskydd**


Kvinnor 15-50 år skall tillfrågas om eventuell graviditet.

För mer information: [Strålskydd patient](#).

## Scanområde/kriterier

### **Serie 1:**

Binjurar uk (120 kV)



*Fr.o.m. diafragma t.o.m. crista.  
Njurarna avbildas i sin helhet.*

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Diagnostik och service

**Innehållsansvar:** Linn Hansson, (linha62),  
Verksamhetsutvecklare

**Granskad av:** Maja Dehlfors, (majwe2), Överläkare

**Godkänd av:** Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SV9045-1198013067-32

**Version:** 3.0

**Giltig från:** 2025-11-11

**Giltig till:** 2027-11-11