

Gäller för: Diagnostik och service

Giltig från: 2025-11-18

Innehållsansvar: Linn Hansson, (linha62), Verksamhetsutvecklare

Giltig till: 2027-11-18

Granskad av: Maja Dehlfors, (majwe2), Överläkare

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

T11:GSI Vena cava superior mk (dubbelenergi)

Förändringar sedan föregående version

Metoden skall endast utföras med dubbelenergi/dual energy/GSI.

Nytt kontrastmedelsprotokoll specifikt för vena cava superior.

Metodbeskrivning

Us kod/Us namn	830800 DT thorax med iv kontrast
Indikation	Trombos eller stenosis i centrala vener
Serieöversikt	<ol style="list-style-type: none">1. Thorax mk (70 sekunder, GSI)2. Avlägsna all metall över bröstkorgen
Förberedelser	<ul style="list-style-type: none">• PVK i den ej svullna armen (om möjligt)• Öva andningsinstruktioner med patienten (andas in och hålla andan)
Patientpositionering	Ryggläge med fötterna mot gantryt och armarna placeras på en kudde på magen
Patientcentrering	JU/SN
Scouter	Frontal och lateral
Kontrastmedel	Omnipaque (350 mg I/ml) intravenöst

Kontrastmedelsprotokoll	Alingsås: Thorax v. cava superior Angered/Högsbo/Kungälv: Thorax v. cava superior
Injektionstid	40 sekunder
Kontrastmedelsfördröjning	70 sekunder
Dokumentation	I de fall kriterier för undersökningen inte uppnås skall anledningen till detta dokumenteras i aktuell remiss.
Strålskydd	Kvinnor 15-50 år skall tillfrågas om eventuell graviditet. För mer information: Strålskydd patient .
Dubbelenergi/GSI	Hantering av undersökningar

Scanområde/kriterier

Serie 1:

Thorax mk (70 sekunder,
GSI)



*Fr.o.m. en bit upp på halskärnen
t.o.m. nedom lungsinus. Axillerna
och armkärl i axillnivå skall vara
med.*

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Diagnostik och service

Innehållsansvar: Linn Hansson, (linha62),
Verksamhetsutvecklare

Granskad av: Maja Dehlfors, (majwe2), Överläkare

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

Dokument-ID: SV9045-1198013067-71

Version: 1.0

Giltig från: 2025-11-18

Giltig till: 2027-11-18