

Gäller för: Diagnostik och service

Giltig från: 2025-11-11

Innehållsansvar: Linn Hansson, (linha62), Verksamhetsutvecklare

Giltig till: 2027-11-11

Granskad av: Maja Dehlfors, (majwe2), Överläkare

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

T16 Thorax umk (blödning)

Förändringar sedan föregående version

Inga.

Metodbeskrivning

Us kod/Us namn	830802 DT thorax med iv kontrast, flerfas
Indikation	Pågående blödning i thorax
Serieöversikt	<ol style="list-style-type: none">1. Thorax uk2. Thorax mk (artärfas)3. Thorax mk (70 sekunder)
Förberedelser	<ul style="list-style-type: none">• Avlägsna all metall över bröstkorgen• Öva andningsinstruktioner med patienten (andas in och hålla andan)
Patientpositionering	Ryggläge med fötterna mot gantryt och armarna ovanför huvudet
Patientcentrering	JU/SN
Scouter	Frontal och lateral
Kontrastmedel	Omnipaque (350 mg I/ml) intravenöst
Kontrastmedelsprotokoll	Alingsås: Aorta

Angered/Högsbo/Kungälv: [Aorta](#)

Injektionstid	20 sekunder
Kontrastmedelsfördröjning	Smart-prep HU-värde 150 + auto minimum delay (artärfas) + 50 sekunder (venfas)
Dokumentation	I de fall kriterier för undersökningen inte uppnås skall anledningen till detta dokumenteras i aktuell remiss.
Strålskydd	Kvinnor 15-50 år skall tillfrågas om eventuell graviditet. För mer information: Strålskydd patient .

Scanområde/kriterier

Serie 1:	Serie 2:	Serie 3:
Thorax uk	Thorax mk (artärfas)	Thorax mk (70 sekunder)



Fr.o.m. ovan lungapex t.o.m nedom revbensbågen.



Fr.o.m. ovan lungapex t.o.m nedom revbensbågen.

Smart-prep i carina-nivå med ROI i aorta descendens.



Fr.o.m. ovan lungapex t.o.m nedom revbensbågen.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Diagnostik och service

Innehållsansvar: Linn Hansson, (linha62),
Verksamhetsutvecklare

Granskad av: Maja Dehlfors, (majwe2), Överläkare

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

Dokument-ID: SV9045-1198013067-73

Version: 1.0

Giltig från: 2025-11-11

Giltig till: 2027-11-11