

Gäller för: Diagnostik och service

Giltig från: 2025-12-19

Innehållsansvar: Yvonne Sundling, (yvosu3), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2027-12-19

Granskad av: Helena Markström, (helab5), Överläkare

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

40S Swenoteca

Förändringar sedan föregående version

Ny metodbeskrivning anpassad till Philips magnetkamera.

Us kod/Us namn	M40000 MR Buk
Fältstyrka	1.5 och 3 Tesla
Indikation	Uppföljning av testikelcancer
Förberedelser	Id och frågeformulär Pat byter om till vit skjorta Hörselskydd och alarmklocka
Patientposition	Pat ligger på rygg med fötterna först Kudde under knän om så önskas.
Centrering	Lite ovan bäckenskoveln, underlättar om levertoppen är med
Spole	Anterior
Kontrastmedel	
Läkemedel	
Efterbearbetning	

Dokumentation	I de fall kriterier för undersökningen inte uppnås skall anledningen till detta dokumenteras i aktuell remiss.
MR-säkerhet	Om ja på frågeformuläret. Ev implantat, kontrollera med SU Fysiker Tel: 031-3424417

Sekvenser/kriterier

Sekvens	Snitt-plan	Snitt-tjocklek	Täckningsområde, vinkling, m.m. (kriterier)
Survey			Kan underlätta att köra 2 st
T2 MVXD spir	COR	5mm	Levertoppen och neråt så långt FOV räcker
T2 MVXD	TRA	5mm	Levertoppen till sittbenen
T1 Dixon IOW	TRA	5mm	Som ovan tra
DWI	TRA	5mm	Som ovan tra

Hängningsprotokoll

1 Ny undersökning

T2 cor		DWI övre	DWI övre adc
T2 tra	T1 Dixon tra	DWI nedre	DWI Nedre adc

1 Ny 1 gammal undersökning (samma på skärm 2 med tidigare us)

T2 cor	T2 tra	T1 Dixon tra			
DWI övre	DWI övre adc				
DWI nedre	DWI nedre adc				

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Diagnostik och service

Innehållsansvar: Yvonne Sundling, (yvosu3),
Röntgensjuksköterska

Granskad av: Helena Markström, (helab5), Överläkare

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

Dokument-ID: SV9045-48892422-47

Version: 1.0

Giltig från: 2025-12-19

Giltig till: 2027-12-19