

Övre verktygsfältet

Verktygsfältet är tillgängligt ovanför och vid sidan visningsfönstren, beroende av konfiguration



	Ändra layout av visningsfönster		Visa endast flaggade dokument / Ta bort flaggor
	Zooma in		Visa endast filtrerade dokument
	Zooma ut i matrisvyn		Använd snabbfilter
	Växla mellan matris/list vyn		Ta bort filtrering

Visningsfönstrets verktygsfält

Markera och dra dokumentet till visningsfönstret. Navigatorn visas alltid på vänster sida av skärmen



	Öppna/stäng navigatorn för visning av miniatyrer av bilder och rapporter.		Mätningar och noteringar: Mät vinklar, avstånd, skriv text
	Serieväljaren för att öppna serier från en lista istället för miniatyrerna		Överlägg/Info på/av
	Layout för visningsportar – ändrar layouten för hur bilder presenteras		Korsreferenslinjer på/av
	Arkvy		Presentationstatus tillgänglig
	Skrolla med vänster musknapp		Bokmärke
	Zoom – Välj zoomnivå från förvalsmenyn eller förstöringsglas		Synkronisera skrollning mellan serier
	Panorera		Extern applikation
	Window/Level verktyg		Reset – Återställer bilden till ursprungsinställning
	Invertera bild		Öppna MPR/MIP verktyg
	Vänd/Rotera bild – klicka för att utföra. Välj funktion i listan av ikoner		

Verktysfält vid visning av bilder i JPEG-format

Klicka på ikon så blir musen det vertyg du valt

	Panorera en bild i ett visningsfönster		Föregående bild
	Zooma		Antal visade serier
	Vänd horisontellt		Nästa bild
	Vänd vertikalt		Föregående serie
	Roter 90o åt höger		Antal bilder i serien
	Reset – återställ alla förändringar gjorda på bilden eller dokumentet.		Nästa serie

Visningsfönstrets funktioner vid visning av DICOM

I grundinställningen av visningsfönstret är alla verktyg/funktioner tillgängliga i den övre menyraden eller med höger musklick. Om det inte finns tillräckligt utrymme för att hela verktysfältet skall kunna visas kommer en rullgardinslista finnas längst till höger i vyn

