

Användning av APTT för övervakning av terapi med ofraktionerat heparin – APTT(OFH)

Analys APTT är tidsberoende när patienter behandlas med heparin. Av denna anledning kommer Klinisk kemi erbjuda ny analyskod APTT(OFH) från och med 2020-11-07.

Metoden är samma som "vanlig APTT" men provet får en snabbare preanalytisk hantering och ger därmed ett mer korrekt resultat. Provet ska analyseras inom en timma efter provtagningen. Blodprovet kräver direkt överlämning till laboratoriet och ska inte transporteras med rörpost.

Vid frågor kontakta:

Emely Sjölander
Sektionsledare
0700-825855
emely.jakara@vgregion.se

Li Bian
ST-läkare
0700-207678
li.bian@vgregion.se