

Beställning av engångsmoppar till vårdavdelningar och mottagningar

För att komma bort från moppar/trasor av flergångsmodell vid rengöring av golv på vårdavdelningar och mottagningar etcetera rekommenderar Vårdhygien att moppar av engångsmodell används. I nedanstående tabell finns beställningsnummer till både mopp, moppstativ och skaft.

Moppar eventuellt moppstativ och skaft beställs av vårdenheten från Marknadsplatsen enligt nedan.

Rekommendation är att använda den mindre modellen på moppstativ och mopp 40 cm då dessa är lättare att hantera.

När moppen tas upp efter att den doppats i rengörings- desinfektionslösningen är den klar att användas. Inga urvridningsmoment.

Moppstativ	Mopp	Storlek	Beställningsnummer
	Engångsmopp fukt/våt metod	40 cm	113296867
Stativ		40 cm	113298913
	Engångsmopp fukt/våt metod	60 cm	113296875
Stativ		60 cm	113299242
Skaft reglerbart			113299481



Blå sida ner



Stativ