

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Giltig från: 2025-06-17

Innehållsansvar: Björn Peters, (bjope3), Överläkare

Giltig till: 2027-06-17

Granskad av: Anna Wärme, (annwa49), Processchef

Godkänd av: Christoffer Larsson, (chrla26), Verksamhetschef

Provtagning i slutenvård - njursjukvård

Revideringar i denna version

Förlängs i oförändrad version.

Syfte

Beskriva vilka provtagningspaket som används inom njurmedicinsk slutenvård SkaS Skövde.

Förutsättningar

Beskriv förutsättningarna som krävs för att tillämpa riktlinjen.
Använd underrubrikerna för att tydliggöra.

Ansvar

Alla prover tas enligt **ordination** från inläggande läkare.

Arbetsbeskrivning

Följande provpaket kan användas:

Rutin 55: blodstatus, elstatus, urea, fosfat, B-HCO₃, CRP

Blodstatus: Hb, Lpk, Tpk, MCV, MCHC etc.

Elstatus: Na, K, Ca, albumin, kreatinin, urea, fosfat

Leverstatus: Bil, ALAT, ASAT, Alp

Alla patienter: Vikt och längd, puls, temp, blodtryck. SaO₂ vid behov.

Diabetespatienter: B-glukos

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Innehållsansvar: Björn Peters, (bjope3), Överläkare

Granskad av: Anna Wärme, (annwa49), Processchef

Godkänd av: Christoffer Larsson, (chrla26), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9715-1834850575-95

Version: 8.0

Giltig från: 2025-06-17

Giltig till: 2027-06-17