

Gäller för: Intensivvårdsavdelning 26 IVA NÄL

Giltig från: 2025-10-27

Innehållsansvar: Katarina Bengtsson, (ninbe1), Ivasjuksköterska

Giltig till: 2027-10-27

Granskad av: Katarina Strid, (katst), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Barn – Inläggning på IVA, checklista

Sammanfattning/syfte

Skapa ett säkert mottagande av barn på IVA och de förberedelser som behövs samlade i ett dokument.

Vilka berörs

Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor på AnOpIVA kliniken.

Utförande

- Ta fram namn, **vikt** och personuppgifter innan barnet kommer
- Förbered säng från barnavdelning om barnet väger <40kg
- Ställ in trycket i Braunpumparna till nivå 1 Kan ändras utifrån barns storlek och kärl.
- Förbered respiratorn med barn-/vuxenslangar och ev aktiv befuktning, se separat PM respiratorvård av barn (Barium ID: 21358)
- Häng fram revivator i rätt storlek inkl PEEP-ventil och ta in rätt storlek på sugkatetrar.
- Vid artärtryck, förbered artärtryckset, se separat PM Uppkoppling av artärnål (Barium ID: 21778).
- Hämta närförrådsvagnen i barnsmutten.
- Ändra till barn under profiler på Philipsskåpet
- Kontakta lab för ev provtagning (endast kapillära, venösa tas av IVA/barn)

Efter intubation

- Fixera tuben enligt anvisningarna i pärmen, var alltid 3 personer.
- **Gör en tubsticka, kontrollmät ofta!**

- Mät ut en sugkateter som visar hur långt du skall gå ner och suga, häng den så att du lätt kan jämföra med den sugkateter du ska använda se separat PM (Barium ID: 21658).

Vid hjärtstopp

- Följ HLR-algoritm, finns på barnakutvagnen
- Vid behov av defibrillator används enpatientsplattor. Finns i två storlekar (barnplattor <10 kg, därefter vuxenplattor - kan även placeras på rygg/bröstkorg)
- Fyll i och räkna ut rätt dosering på förberedelseschemat (se barnpärm), häng detta vid datorn på salen som en lathund, dubbelkontrollera spädningarna.

Läkemedel

- Ta hjälp av en kollega att dubbelkontrollera spädningarna.
- Etiketterna till barnläkemedel finns i etikettskrivaren Medmark i läkemedelsrummet finns även etiketter i separat barnpärm i läkemedelsrummet
- Förbered gärna små sprutor i lämplig storlek för bolusdoser, då det ofta tar lång tid att ge bolus via sprutpump.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Intensivvårdsavdelning 26 IVA NÄL

Innehållsansvar: Katarina Bengtsson, (ninbe1),
Ivasjuksköterska

Granskad av: Katarina Strid, (katst), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10086-1525759947-101

Version: 7.0

Giltig från: 2025-10-27

Giltig till: 2027-10-27