

Tillåtna patientvikter på undersökningsbord - Uddevalla

Sammanfattning/syfte

Sammanställning över tillåtna patientvikter för undersökningsbord. Uddevalla

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Uddevalla

| Uddevalla | Apparatur | Maxvikt kg |
|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CT 3 | Siemens Somatom X cite | 307 kg |
| CT 2 | Siemens Somatom X.cite | 307 kg |
| Lab 1, 3 | Adora Mediel | 250 kg utbredd last |
| Lab 7 | Siemens Artis Zee | 200 kg Bordet ska klara 340 kg vilket inkluderar 100 kg för hjärtkompression och 40 kg för tillbehör |
| MR 1 | Philips Ingenia Ambition | 250 kg |
| MR 2 | Siemens Skyra 3 T | 250 kg |
| Ultraljud 1, 2 | Undersökningsbrits Hugo Multi | 150 kg liggande på bordet. |

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Reinhold Sandelin, (reisa), Medicinteknisk ingenjör

Godkänd av: Hans Qvick, (hanqv), Vårdenhetschef

Dokument-ID: NU10095-1537046713-614

Version: 1.0

Giltig från: 2025-03-27

Giltig till: 2027-03-27