

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2025-04-08

Innehållsansvar: Carl Hansen, (carha61), Enhetschef

Giltig till: 2027-04-08

Godkänd av: Carl Hansen, (carha61), Enhetschef

# Peroral kontrast till barn inför datortomografiundersökning

## Sammanfattning/syfte

Översikt över blandning och mängd av peroral kontrast som ges till barn inför undersökning med datortomografi.

## Åtgärder

17 ml Visipaque 320 mg I/ml blandas med 1 liter vatten.

Av denna blandning skall barnet dricka beroende på kroppsvikt:

- |               |      |                  |
|---------------|------|------------------|
| • Under 5 kg: | 10   | ml/kg kroppsvikt |
| • 5–10 kg:    | 100  | ml               |
| • 10–20 kg:   | 200  | ml               |
| • 20–30 kg:   | 400  | ml               |
| • 30–40 kg:   | 600  | ml               |
| • 40–50 kg:   | 800  | ml               |
| • Över 50 kg: | 1000 | ml               |

Blandningen dricks kontinuerligt under 2 timmar före undersökningen.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning  
Uddevalla Sjukhus

**Innehållsansvar:** Carl Hansen, (carha61), Enhetschef

**Godkänd av:** Carl Hansen, (carha61), Enhetschef

**Dokument-ID:** NU10095-1819752655-397

**Version:** 8.0

**Giltig från:** 2025-04-08

**Giltig till:** 2027-04-08