

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL

Giltig från: 2025-01-10

Innehållsansvar: Carina Granström, (cagr2), Undersköterska

Giltig till: 2027-01-10

Godkänd av: Ann Örtoft, (annor12), Överläkare

Provtagningsanvisning för tuberkulos/TB

Metodbok Ultraljud

Rutin för provtagning för tuberkulos/TB vid ultraljudsundersökning.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Utförs

NÄL

Material

	NÄL
Sterilt rör	Låda 4
Skyddsförpackning	Låda 4

Provtagning

Alla prover ska läggas i skyddsförpackning. Odling, PCR och direktmikroskopi görs på både vätska och biopsi. Direktmikroskopi är dock inte särskilt bra på körtlar och görs inte automatiskt, utan måste begäras. Om direktmikroskopi önskas ska läkare på TB-lab på SU meddelas per telefon efter undersökningen på tfn 031-342 49 45. Odling, PCR och direktmikroskopi görs på material från samma rör – det behövs alltså inte flera olika rör.

Vätska

- I sterilt rör utan tillsats.
Observera! Om bara några droppar vätska: Spruta dropparna i sterilt rör och aspirera med samma kanyl minimal mängd koksalt och spruta i samma rör, till sammanlagd mängd cirka 1 ml. Ange på remissen att provet späts ut.

Biopsi/vävnad

- I sterilt rör. Torrt, ingen tillsats (tillsats av några droppar koksalt går dock lika bra som torrt). En biopsi kan räcka till både odling, PCR och direktmikroskopi, men ju mer material desto bättre.

Alla prov ska skickas i skyddsförpackning. Provmaterialet är infektiöst.

Förslut provkärlet väl, se till att inget spill finns på provkärlets utsida och lägg det i skyddsförpackningen, som också försluts väl.



Prov/remiss lämnas

NÄL

Dagtid (7:30–15:30)

Av ultraljudspersonalen.

Jourtid

Prov/remiss följer med patienten till avdelningen.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL

Innehållsansvar: Carina Granström, (cargr2), Undersköterska

Godkänd av: Ann Örtoft, (annor12), Överläkare

Dokument-ID: NU10095-1819752655-412

Version: 7.0

Giltig från: 2025-01-10

Giltig till: 2027-01-10