

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL

Giltig från: 2026-03-20

Innehållsansvar: Helena Hugoson Grahn, (heljo20), Sektionsledare

Giltig till: 2028-03-20

Godkänd av: Per-Åke Berggren, (peabe1), Vårdenhetschef

# Reservrutin Intervention Lab 6 - Manuell inskrivning av patientdata - NÄL


## Bakgrund

Reservrutinerna träder i kraft när något av våra system, RIS och/eller PACS inte fungerar.

## Förändringar i denna version

Inga förändringar.

## Reservrutiner

-  Tryck på bildtagning. Välj **Schemalagd**.
- Fyll i patientdata – Tryck på ”lägg till patient”
- Efternamn
- Förnamn
- ID och födelsedata
- Välj patientkön
- Skriv eventuellt in SERNAL-nummer under ”Studieinformation”.

OBS! Undersökningen kommer att bli overifierad och får kopplas ihop med RIS:et av PACS-administratör i efterhand.

- Välj lämpligt procedurkort under ”Procedurer”. Oftast under ”kär!”
- Starta procedur

Utför undersökningen.

Ansvarig läkare flaggar bilderna och gör eventuellt anteckningar som vanligt.

## Bilder som ska skickas

- Välj Granska
- Se till att alla serier som ska skickas är flaggade.
- Välj Spara på.... (längst ner till vänster) – nytt fönster öppnas.
- Välj Flaggade bilder.
- Välj lagringsenheter under destination.
- Markera Syngo.via. Välj Spara (längst ner till vänster).
- Om CD-skiva önskas:
  - Välj Destination (sätt in en CD-skriva eller DVD först).
  - Välj Spara (längst ner till höger).

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Radiologisk mottagning NÄL

**Innehållsansvar:** Helena Hugoson Grahn, (heljo20),  
Sektionsledare

**Godkänd av:** Per-Åke Berggren, (peabe1), Vårdenhetschef

**Dokument-ID:** NU10095-1819752655-427

**Version:** 5.0

**Giltig från:** 2026-03-20

**Giltig till:** 2028-03-20