

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL

Giltig från: 2026-03-20

Innehållsansvar: Helena Hugoson Grahn, (heljo20), Sektionsledare

Giltig till: 2028-03-20

Godkänd av: Per-Åke Berggren, (peabe1), Vårdenhetschef

Reservrutin Intervention Lab 5 - Manuell inskrivning av patientdata - NÄL


Bakgrund

Reservrutinerna träder i kraft när något av våra system, RIS och/eller PACS inte fungerar.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Reservrutiner

-  Tryck på Bildtagning. Välj **Schemalagd**
- Fyll i patientdata – Tryck på ”lägg till patient”
- Efternamn
- Förnamn
- ID och födelsedata
- Välj patientkön
- Skriv eventuellt in SERNAL-nummer under ”Studiebeskrivning”.

OBS! Undersökningen kommer att bli overifierad och får kopplas ihop med RIS:et av PACS-administratör i efterhand.

- Välj lämpligt procedurkort under ”Procedurer”. Oftast under ”Coronar”.
- Starta procedur.

Utför undersökningen.

Bilder som ska skickas

- Välj Granska
- Markera en bild och högerklicka
- Välj Flagga alla serier
- Välj Spara på... - nytt fönster öppnas
- Välj flaggade bilder
- Välj lagringsenheter under destination
- Markera Syngo.via (ReservPacs)

Välj Spara (längst ner till vänster)

Om CD-skicka önskas:

- Välj Destination (sätt in en CD-skicka eller DVD först)
- Välj Spara (längst ner till höger)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL

Innehållsansvar: Helena Hugoson Grahn, (heljo20),
Sektionsledare

Godkänd av: Per-Åke Berggren, (peabe1), Vårdenhetschef

Dokument-ID: NU10095-1819752655-428

Version: 5.0

Giltig från: 2026-03-20

Giltig till: 2028-03-20