

Gäller för: Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Hayder Yakob, (hayya1), Överläkare

Godkänd av: Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-07-23

Giltig till: 2027-07-23

ICG-undersökning vid jodallergi – användande av infracyanin

Infracyanin 25 mg går bra att använda till patienter med jodallergi.

Beredning:

25 mg Infracyanin blandas med förpackningens medföljande ampull, 5% glukos. Lösningens koncentration blir då 2,5 mg/ml.

Dosen räknas ut efter patientens vikt – vi använder c:a 0,18 mg/kilo.

Använd nedanstående tabell:

Vikt	Mg	Ml -färdigblandad lösning
50 kg	8,75 mg	3,5 ml
55 kg	9,5 mg	3,9 ml
60 kg	10,5 mg	4,2 ml
65 kg	11,5 mg	4,6 ml
70 kg	12,5 mg	5,0 ml
75 kg	13,25 mg	5,3 ml
80 kg	14,0 mg	5,6 ml
85 kg	14,75 mg	5,9 ml
90 kg	15,75 mg	6,3 ml
95 kg	16,5 mg	6,6 ml
100 kg	17,5 mg	7,0 ml

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Hayder Yakob, (hayya1), Överläkare

Godkänd av: Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10102-675416934-144

Version: 13.0

Giltig från: 2025-07-23

Giltig till: 2027-07-23