

## Innehållsförteckning

<b>PD</b>	Välkommen till peritonealdialysmottagningen
	24-timmars samling av urin PD
	Mätning av dialyseffektivitet med APD
	Mekanisk rengöring av aggregat (kateterförlängning) PD
	Mätning av dialyseffektivitet PD
	Omläggning av exit site (PD-kateterutgång)
	Att koppla Extraneal till Stay-Safe
	Test av bukhinnans funktion (PET)
	Till dig som fått en peritonealdialyskateter (PD-kateter)
	Till dig som ska få en peritonealdialyskateter (PD-kateter)
	Viktig information till dig som har peritonealdialys (påsdialys)
	Till dig som skall genomgå poliklinisk PD-kateter operation
	Till dig som polikliniskt skall operera bort peritonealkateter (PD-kateter)
	Mätning av dialyseffektivitet och bukhinnans transportegenskaper (PFT)
<b>HD</b>	Välkommen till hemodialysmottagningen
	Till dig som har fått en AV-fistel
	Till dig som har fått en AV-graft
	Till dig som har fått en central dialyskateter eller CDK i ljumske för korttidsbruk
	Till dig som har fått en tunnelerad central dialyskateter (CDK)
	Till dig som ska operera av AV-fistel
	Till dig som ska operera en AV-graft
	Till dig som ska få en central dialyskateter (CDK) eller ljumskkateter för korttidsbruk
	Till dig som skall få en tunnelerad central dialyskateter (CDK)
	Till dig som skall genomgå poliklinisk AV-fistel operation
	Till dig som ska genomgå Angiografi med PTA-beredskap i AV-fistel/graft
<b>Njursvikt</b>	Välkommen till njursviktsmottagningen
	Möjlighet till direktinläggning på avdelning 42 Njurmedicin
	Till dig som är uppsatt på väntelistan för njurtransplantation
	Njurfunktionsundersökning 24 timmar
	Njurfunktionsundersökning 8 timmar
	Njurfunktionsundersökning 6 timmar
	Njurfunktionsundersökning 5 timmar
	Njurbiopsi
	Till dig som skall göra koncentrationsbestämning av läkemedlet mykofenolatmefetil (MFF)