

# Digitala vårdmöten

Den här lathunden beskriver hur du använder Tandem ihop med digitala vårdmöten.

## Video i Clinic (Vård och hälsa, Närhälsan Online)


Starta Tandem och genomför mötet som vanligt. Ljudet fångas upp via det headset och datorn som du använder för att genomföra mötet. Tandem transkriberar samtalet och du väljer mall efter mötet för att skapa utkast till journalanteckning.

**OBS!** För att använda Tandem vid videomöte där patientens röst lyssnas av krävs medgivande från patienten.

## Chatt i Clinic (Vård och hälsa, Närhälsan Online)

1

Genomför ditt vårdmöte via chatt, precis som vanligt.




2

När du är klar:

- Markera hela chatten
- Kopiera all text

(Klicka "Ctrl+c" alternativt högerklicka och välj "Kopiera")



## I Tandem

1

Starta ett nytt samtal, klicka på "Starta".

Välkommen Linda

Tryck på starta för att börja samtal

Starta

2

Tryck igång inspelningsmikrofonen för att generera ett besök.

00:10

Lyttnar...

II

3

Öppna fliken  
"Lägg till textunderlag"

Mall: Läk Besök Allmän

Lägg till textunderlag

Mikrofon (6- USB PnP Audio Device) (0...)


4

Klistra in hela chatten.  
Tryck på "Spara och lägg till".



5

Välj mall i rullisten "Mall: .....".



6

Tryck på "Avsluta och skapa anteckning".

Avsluta och skapa anteckning

7

Tandem skapar en anteckning utifrån vald mall. Du läser igenom, gör eventuella korrigeringar och säkerställer att all information är rätt.

8

Överför till journal, klicka på  
"Överför till \*AsynjaVisph/Melior\*".

Skicka till sekreterare

Överför till \*.....\*

OBS! Du behöver ha rätt mall öppnad i ditt journalsystem.