



LAB-NYTT 2026:2

Information från Regional Laboratoriemedicin 2026-03-17

Analys av P-Testosteron och P-SHBG utförs på Sahlgrenska

Analys av P-Testosteron och P-SHBG utförs från den 19 februari på Sahlgrenska. Beställning och provtagning sker som tidigare.

Vid frågor kontakta:
Christina Suhonen, Biomedicinsk analytiker
Klinisk kemi Borås

Linezolid- Ny analys i VGR

Från 19 mars 2026 utförs serumkoncentrationsbestämning av linezolid (originalpreparat Zyvoxid) vid Klinisk kemi, Östra sjukhuset, Göteborg. Prover som önskas bli analyserade samma vardag behöver ankomma till laboratoriet på SÄS senast kl 09, prover som ankommer efter kl 09 får svar nästföljande vardag. Akuttransport till Östra sjukhuset kan, på beställarens bekostnad, ordnas vid andra tider inklusive helger.

Prov tas som dalvärde (omedelbart före nästa dos) och när steady state uppnåtts (1,5 dygn efter insättning eller dosjustering vid halveringstid 7h). Etablerat terapeutiskt koncentrationsintervall saknas; 2–8 mg/L har förslagits utifrån effekt kontra blodbildspåverkan baserat på begränsade observationella data; beträffande agens med MIC >2mg/L indikerar en studie att 8–14 mg/L är biverkningsmässigt acceptabelt vid behandlingstid 1–2 veckor och adekvat trombocytövervakning/-koncentration. Vid behov bör infektionsbakjour/infektionskonsult kontaktas.

Vid frågor kontakta:
Lena Fredriksson, Tekniskt processansvarig
Klinisk kemi
lena.lm.fredriksson@vgregion.se



Provtagningsrör för TPMP och Fraktionerade Hemoglobiner

Information om att den nya hematologiplattformen endast kan hantera "korta" 5 mL EDTA-rör har tidigare gått ut.

Förtydligar att detta även gäller Hb(B)-Hemoglobinfrak (Fraktionerade Hemoglobiner) och Tiopurin S-metyltransferas (TPMP) då dessa prover analyseras på hematologiplattformen.

Vid frågor kontakta:

Emmelie Johansson, Laboratorieinstruktör
Klinisk kemi
033-616 1867

Sommarstängt på spermavprovsmottagningen

Spermavprovsmottagningen på Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås håller stängt under veckorna 26 - 32 (22 juni – 9 augusti).

Vid frågor kontakta:

Vivianne Johansson, Enhetschef
Klinisk patologi

Rutiner för PAD- och cytologiprover

Ny remiss för PAD finns nu på hemsidan [REMISS PAD, ifyllningsbar NÄL och Borås 260129 PDF.pdf](#)

Fyll i samtliga relevanta fält för att undvika diagnostiska förseningar. All diagnostiskt relevant information ska stå direkt på remissen. Bilagor ska inte bifogas (med undantag för röntgenbilder).

Remitterande klinik ska alltid anges, även vid 'kopia till'. Anges endast VGR-id skickas ingen kopia.

Klinisk patologi tillsammans med transport uppmanar er remittenter som skickar in burkar i papperspåsar att istället göra det i någon form av låda (uppmärkt med mottagning/avdelning) som kan återanvändas.

Adressetiketter på transportlådor har uppdaterats. Vänd alltid till korrekt mottagare vid transport.

Prover ska inte lämnas till SÄS laboriemedicins provinlämning (gäller även kvällar och helger). Vävnadsprover i formaldehyd samt fixerade cytologiprover kan stå på avdelningen i rumstemperatur tills laboriet för klinisk patologi öppnar. Prover lämnas sedan direkt till laboriet för att undvika fördröjning. Avdelningar med behörighet kan vid obemannade tider ställa prover på den ventilerade bänken.

OBS! Ofixerade cytologi prover ska stå i kylskåp och lämnas endast när laboriet är bemannat.

Vid oklarhet om hur prover skall hanteras/fixeras kontakta laboriet.

Cytologi: 033-616 2378 och Patologi 033-616 22 91

Patologlaboratorier Borås öppettider mån-fre: 7.30-16.00.

Vid frågor kontakta:

Åsa Hyltskog, Biomedicinsk analytiker och Kvalitetskoordinator
Klinisk patologi Borås

Kontakt:

Klinisk kemi Borås: 033-6161864

Klinisk Mikrobiologi Borås: 033-6161883


Transfusionsmedicin Borås: 033-6161889

Klinisk patologi Borås: 033-6161895

Klinisk cytologi Borås: 033-6162378

Klinisk kemi och transfusionsmedicin Alingsås: 0322-226320

Klinisk kemi och transfusionsmedicin Skene: 0320-779245



Har du synpunkter på Lab-Nytt kontakta:
emmelie.johansson@vgregion.se