

# Provtagning ur artärnål – neonatal (SU)

## Förändringar sedan föregående version

Uppdatering av länk.

## Sammanfattning

Rutinen vänder sig till läkare och sjuksköterskor på neonatalavdelning. Rutinen beskriver hur man sätter och tar prover ur artärnål.

## Externa länkar

Rutinen ”[Artärnål \(perifer\) inom neonatalverksamheten - placering och provtagning](#)”

### **Om du upptäcker att länken inte fungerar – kontakta:**

Barn- och ungdomsklinik/neonatal

Sekreterare tfn 033-616 3125

Eller skicka epost-meddelande till funktionsbrevlådan

[sas.buki@vgregion.se](mailto:sas.buki@vgregion.se)

med information om vilket dokument det gäller inklusive Dokument-ID.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** BB- och neonatalavdelning, Barn- och ungdomsklinik

**Innehållsansvar:** Pontus Johansson, (ponjo3), Överläkare

**Granskad av:** Zeljka Mustapic, (zelmu1), Specialistläkare,  
Pontus Johansson, (ponjo3), Överläkare

**Godkänd av:** Karolina Andersson, (karan56), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SAS9003-1367181295-523

**Version:** 5.0

**Giltig från:** 2026-04-09

**Giltig till:** 2028-03-26