

Gäller för: Barn- och ungdomsklinik

Innehållsansvar: Jill Modin, (jilmo), Barnsjuksköterska natt

Granskad av: Pontus Johansson, (ponjo3), Överläkare

Godkänd av: Karolina Andersson, (karan56), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-03-03

Giltig till: 2027-03-03

Temperaturmätning - Neonatalverksamheten (SU)

Förändringar sedan föregående version

Lokal rutin Temperaturtagning och referenstemperatur – neonatalavdelningens digitaltermometrar ersätts av rutin från SU.

Sammanfattning

Rutin från SU som vänder sig till personal som vårdar patienter på neonatalavdelning. Rutinen beskriver temperaturmätning samt lämpliga åtgärder när barnet är för kallt/varmt.

Extern länk

[Temperaturmätning - Neonatalverksamheten.pdf](#)

Om du upptäcker att länken inte fungerar – kontakta:

Barn- och ungdomskliniken, SÄS Borås

Sekreterare tfn 033-616 3125

Eller skicka ett e-postmeddelande till funktionsbrevlådan

sas.buki@vgregion.se

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Barn- och ungdomsklinik

Innehållsansvar: Jill Modin, (jilmo), Barnsjuksköterska natt

Granskad av: Pontus Johansson, (ponjo3), Överläkare

Godkänd av: Karolina Andersson, (karan56), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9003-1367181295-549

Version: 8.0

Giltig från: 2025-03-03

Giltig till: 2027-03-03