

Gäller för: Bild- och funktionsmedicin och medicinsk service
Innehållsansvar: Sheida Norbakhsh Kirlappos, (sheno1),
Granskad av: Gunhild Aggeryd Zackrisson, (gunag4), Specialistläkare
Godkänd av: Markus Håkansson, (marha68), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-03-12

Giltig till: 2028-03-10

Njurar, transplanterad – ultraljudsundersökning inom radiologi, SÄS

Förändringar sedan föregående version

Bytt ut enstaka ord.

Ersatt transducertext med tabell. Tillägg i dokumentationsinformation.

Sammanfattning

Beskrivning av undersökning vid frågeställning hydronefros, njurens resistiva index (=Renal Arterial Resistive Index (RI)) etc avseende transplanterad njure. För personal på radiologi SÄS.

Förutsättningar

SoS-kod: 950 1XX

Förberedelser

Inga för patienten.

Patienten

Patienten placeras liggande plant på rygg nära britskanten. Täckande plagg över buken avlägsnas och handdukar placeras för att skydda byxlinning.

Transducer/transducrar

CANON	Vuxen	i8CX1, 11L3
	Barn	i8CX1, 11L3
GE	Vuxen	C1-6, 9L
	Barn	C1-6, 9L

Utförande

Undersökning

Läkare/BMA utför undersökningen.

RI uppmäts x3 för artär kranialt, centralt respektive kaudalt i njuren. Medeltal anges i utlåtandet.

I förekommande fall ska även urinblåseområdet bedömas avseende eventuell vidgning av distala uretären. Uppenbar patologi inom urinblåsan anges i svaret men i övrigt hänvisas till ställningstagande till cystoskopi.

Sidoangivelse och /eller pictogram på bilderna.

Efter undersökningen

Informera om när och från vem patienten får svar.

Torka av transducern med Ytdesinfektion Plus.

Dokumentation

Undersökande läkare/BMA ändrar SoS-kod vid behov.

Dokumentinformation

Innehållsansvarig

Sheida Norbakhsh Kirlappos, Leg. BMA och Sonograf, Radiologi SÄS

Innehållsgranskare

Gunhild Aggeryd Zackrisson, Specialistläkare, Bild- och funktionsmedicin, SÄS

Fastställt av

Markus Håkansson, verksamhetschef, Bild- och funktionsmedicin och medicinsk service, SÄS

Nyckelord

Metodbok ultraljud, njurar, transplanterad

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Bild- och funktionsmedicin och medicinsk service

Innehållsansvar: Sheida Norbakhsh Kirlappos, (shen01),

Granskad av: Gunhild Aggeryd Zackrisson, (gunag4),
Specialistläkare

Godkänd av: Markus Håkansson, (marha68), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9631-514148307-122

Version: 6.0

Giltig från: 2026-03-12

Giltig till: 2028-03-10