

Gäller för: Bild- och funktionsmedicin och medicinsk service  
Innehållsansvar: Sheida Norbakhsh Kirlappos, (sheno1),  
Granskad av: Gunhild Aggeryd Zackrisson, (gunag4), Specialistläkare  
Godkänd av: Markus Håkansson, (marha68), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-03-03

Giltig till: 2028-02-25

# Scrotum – ultraljudsundersökning inom radiologi SÄS

Förändringar sedan föregående version  
Ersatt transducertext med tabell. Ändrat enstaka ord. Tillägg i  
dokumentationsinformation. Tillägg av transducer i tabell.

Kompletterat med text under rubrikerna *Sammanfattning* och *Efter  
undersökningen*

## Sammanfattning

Beskrivning av undersökning vid frågeställning tumör, inflammation, vätska  
eller vid frågeställning läge hos spädbarn där båda testiklarna inte kunnat  
palperas i scrotum.

**OBS!** Vid frågeställning testistorsion görs inte ultraljud annat än på urologs  
uttryckliga önskan. Patient som inte remitterats av urolog hänvisas omedelbart  
till kirurgakuten för att exploration inte ska fördröjas. Informera då även  
urologjouren. Vid de tider då urologens dagjour inte finns tillgänglig kontaktas  
urologmottagningen på -1095 alternativt -2985 för hjälp att nå urologjour.

## Förutsättningar

SoS-kod: 955 XXX

## Förberedelser

Inga för patienten.

Ultraljudsgel och vid behov plastfolie på transducern. Fäst plastfolien genom att vira plasten runt handtaget.

## Patienten

Patienten ombeds ta av sig byxorna och placeras liggande plant på rygg nära britskanten med handduk över höfter och genitalia. Undersökande läkare/BMA ber patienten dra ner kalsongerna till knäna och ser till att ordna handdukens placering inför undersökningen.

## Transducer/transducrar

<b>CANON</b>	Vuxen	14L5
	Barn	14L5, 17LH7, i22LH8
<b>GE</b>	Vuxen	ML6-15
	Barn	ML6-15, L8-18

## Utförande

### Undersökning

Läkare/BMA utför undersökningen.

Sidoangivelse och eventuellt pictogram på bilderna.

### Efter undersökningen

Informera om när och från vem patienten får svar.

I de fall där tumörmisstänkt förändring hittas scrotalt kontaktas urologjour telefonledes. Vid de tider då urologens dagjour inte finns tillgänglig kontaktas urologmottagningen på -1095 alternativt -2985 för hjälp att nå urologjour. Detta för att skynda på handläggandet. I de flesta fall erbjuds patienten tid på urologmottagningen samma dag och kan hänvisas direkt dit för besked och fortsatt omhändertagande.

Torka av transducern med Ytdesinfektion Plus.

### Dokumentation

Undersökande läkare/BMA ändrar SoS-kod vid behov.

# Dokumentinformation

## **Innehållsansvarig**

Sheida Norbakhsh Kirlappos, Leg. BMA och Sonograf, bild- och funktionsmedicin, SÄS

## **Innehållsgranskare**

Gunhild Aggeryd Zackrisson, specialistläkare, bild- och funktionsmedicin, SÄS

## **Fastställt av**

Markus Håkansson, verksamhetschef, bild- och funktionsmedicin och medicinsk service, SÄS

## **Nyckelord**

Metodbok ultraljud, scrotum

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Bild- och funktionsmedicin och medicinsk service

**Innehållsansvar:** Sheida Norbakhsh Kirlappos, (shen01),

**Granskad av:** Gunhild Aggeryd Zackrisson, (gunag4),  
Specialistläkare

**Godkänd av:** Markus Håkansson, (marha68), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SAS9631-514148307-137

**Version:** 6.0

**Giltig från:** 2026-03-03

**Giltig till:** 2028-02-25