

Reservrutin vid driftavbrott inom pacemakeroperation – C-båge

Förändringar sedan föregående version

Nytt dokument

Sammanfattning

Rutinen beskriver reservrutiner vid driftavbrott på befintlig C-båge i samband med pacemakeroperationer på kardiologisektionen, VO Medicin SÄS.

Bakgrund och syfte

Befintlig C-båge på pacemakeroperation inom kardiologi har vid flera tillfällen gått sönder i samband med pågående operation. Reservutrustning saknas på plats, likvärdig utrustning (dock ej helt kompatibel) finns på endoskopienheten VO AnOpIVA. Dock är avsedd C-båge i drift 5 dagar per vecka på endoskopienheten och operationsavdelningen.

Rutinen syftar till att upprätthålla patientsäkerheten i samband med pågående operation, samt tydliggöra överenskomna åtgärder vid tillfällen där lån av annan C-båge krävs.

Utförande

Ansvar

Överenskommelse mellan VO Medicin och VO AnOpIVA att kardiologisektionen, vid akut driftstopp av C-båge på pacemakeroperation, efter dialog för medicinsk prioritering, får hämta C-båge på Endoskopienheten alt operation.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Om inte ovanstående har möjlighet att akut låna ut C-båge, måste ingrepp avbrytas/ställas in.

Kontakt

Vid akudriftstopp av C-båge på pacemakeroperation:

I första hand kontakta Endoskopienheten på tel 3430 (EC).

I andra hand kontakta Operation på tel 3072 (koordinator)

Kontakt tas akut med MT för felanmälan på tel 3000

Driftsättande av "lånebåge"

Lathund, framtagen av leverantör, används vid driftstart av medarbetare som genomgått utbildningsinsats genomförd av leverantör.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Medicinklinik

Innehållsansvar: Susanne Johansson, (susjo2), Vårdenhetschef

Granskad av: Susanne Johansson, (susjo2), Vårdenhetschef

Godkänd av: Katarina Zamac, (katlu3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9634-1333647931-68

Version: 1.0

Giltig från: 2026-05-28

Giltig till: 2028-05-28