

Bilaga 11 till dokument Födoämnesprovokation

Skaraborgs Sjukhus

Februari 2016

Revideras februari 2019

Öppen provokation tillagat ägg

Blanda äggpulver med vatten. Tillaga i mikron tills ägggröran har stelnat. Alternativt helt kokt mosat ägg. Ges med 30 minuters intervall. Stanna kvar på avdelningen 2 timmar efter sist givna dos.

Dos	Mängd	Mängd	Kommentar
1	0,1 g heläggspulver blandas med 0,5 ml vatten.	0,36 g kokt mosat ägg	Behöver endast ges vid stor risk för reaktion.
2	0,2 g heläggspulver blandas med 1 ml vatten.	0,72 g kokt mosat ägg.	
3	0,5 g heläggspulver blandas med 2 ml vatten	1,8 g kokt mosat ägg.	
4	1,0 g heläggspulver blandas med 4 ml vatten	3,6 g kokt mosat ägg	
5	2,5 g heläggspulver blandas med 8 ml vatten	9 g kokt mosat ägg	
6	5 g heläggspulver blandas med 16 ml vatten	18 g kokt mosat ägg.	Motsvarar cirka 1/3 ägg.